



### G-ænial Universal Injectable

Ruisku 1ml (1.7g)	Unitip 15x0.16ml (0.27g)	Väri
-------------------	--------------------------	------

901471	10006910	XBW
901472	10006911	BW
901473	10006896	A1
901474	10006897	A2
901475	10006898	A3
901476	10006899	A3.5
901477	10006900	A4
901478	10006901	B1
901479	10006902	B2
901480	10006903	CV
901481	10006904	CVD
901482	10006905	AO1
901483	10006906	AO2
901484	10006907	AO3
901485	10006908	JE
901486	10006909	AE



### everX Flow Syringe 2ml (3.7g)

012898	Bulk shade
012899	Dentin shade



### EQUIA Forte HT

901574	Intro Pack, 20 kapselia A2 + 20 yksittäispakkausta EQUIA Forte coat
901575	Intro Pack, 20 kapselia A3 + 20 yksittäispakkausta EQUIA Forte coat
901576	Intro Pack, 20 kapselia B2 + 20 yksittäispakkausta EQUIA Forte coat
901577	Promo Pack, 100 kapselia A2 + 1 pullo EQUIA Forte coat, 4ml
901578	Promo Pack, 2x50 kapselia A2-A3 + 1 pullo EQUIA Forte coat, 4ml
901579	Promo Pack, 100 kapselia A3 + 1 pullo EQUIA Forte coat, 4ml
901580	Promo Pack, 2x50 kapselia A3-B2 + 1 pullo EQUIA Forte coat, 4ml
901581	Clinic Pack, 200 kapselia A2 + 1 pullo EQUIA Forte coat, 4ml
901582	Clinic Pack, 200 kapselia A3 + 1 pullo EQUIA Forte coat, 4ml
901583	Clinic Pack, 200 kapselia B2 + 1 pullo EQUIA Forte coat, 4ml

### Tutustu myös



G-Premio BOND  
Universaali sidosaine



G2-BOND Universal  
Kahden pullon universaali sidosaine



G-ænial A'CHORD  
Universaali yhdistelmämuovi

EQUIA Forte, everX Flow ja G-ænial ovat GC:n tavaramerkkejä.

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<https://europe.gc.dental>

**GC NORDIC AB**  
Finnish Branch  
Lemminkäisenkatu 46  
FIN-20520 Turku  
info.finland@gc.dental  
<https://europe.gc.dental/fi-FI>

Z O L F F I 2 115 06/22




everX Flow™  
Katkokuituvahvistettu juokseva yhdistelmämuovi dentiinin korvaamiseen



G-ænial® Universal Injectable  
Erittäin luja yhdistelmämuovi



EQUIA Forte™ HT  
Kustannustehokas, pitkäikäinen täytemateriaali vaihtoehto



Ihastu seuraavaan täytemateriaaliosuosiin GC:ltä



Since 1921  
100 years of Quality in Dental



## Jokainen potilas on erilainen... ja kuitenkin samanlainen.

Joka kerta, kun potilas istuu tuolissasi on hoitosuunnitelmasi mukautettava ja optimoitava tarjoamaan korkeinta laatua kerta toisensa jälkeen jokaiselle yksilölle. Se on vaikea tehtävä, jossa haluamme auttaa sinua.

## Yksinkertaisia ja tehokkaita ratkaisuja taka-alueen restauraatioihin

GC:n tuotteet on luotu hammaslääkäreitä ja potilaita ajatellen. Tämä tarkoittaa, että olemme sitoutuneet toimittamaan tehokkaita, helppokäyttöisiä ja korkealaatuisia tuotteita jokaiseen indikaatioon.

### Vahvistava

#### everX Flow

Lyhytkuituvahvistettu juokseva yhdistelmämuovi



- ✦ Dentiinin korvaus, joka vahvistaa täytteitäsi sisältä päin
- ✦ Halkeamia estävät kuidut
- ✦ Helppo asettaa, kovetussyvyys 5,5 mm asti
- ✦ Mukautuu täydellisesti kaviteetin seinämiin ilman valumista



Tohtori  
J. Tapia Guadixin luvalla,  
Espanja



Tohtori  
R. Novotnýn luvalla, Slovaki

#### Sopii käytettäväksi:

- ✦ Juurihoidetuissa hampaissa
- ✦ Suurissa kaviteeteissa
- ✦ Pilarin rakentamisessa



### Injektoitava

#### G-ænial Universal Injectable

Erittäin luja yhdistelmämuovi



- ✦ Injektoi ja muotoile
- ✦ Niin vahva, että sitä voidaan käyttää kaikkiin kaviteettiluokkiin
- ✦ Pitkällä taivutettavalla kärjellä ylettää joka paikkaan
- ✦ Ylivoimainen kiillotettavuus



Tohtori  
M. Kudelisin luvalla, Liettua



Tohtori  
M. Peumansin luvalla, Belgia

#### Sopii käytettäväksi:

- ✦ Cusp-by-cusp tekniikassa
- ✦ Ruiskumuottitekniikassa
- ✦ Kaikissa suorissa taka-alueen indikaatioissa



### Se vaivaton

#### EQUIA Forte HT

Kustannustehokas, pitkäaikainen korjaava vaihtoehto



- ✦ Näyttöön perustuvaa lasihybriditeknologiaa ja synerginen suojapinta
- ✦ Biosopeutuva ja kosteuden kestävä
- ✦ Bulk-fill ja itsesidostava nopeaan ja helppoon annosteluun
- ✦ Älykäs, ioninvaihtoon perustuva lujittava vaikutus



Tohtori  
A. Patelin luvalla, Yhdistyneet  
kuningaskunnat



Tohtori  
P. Rouasin luvalla, Ranska

#### Sopii käytettäväksi:

- ✦ Haastavissa tilanteissa
- ✦ Maitohampaiden hypomineralisaatiossa (MIH)
- ✦ Juurikarieksen hoidossa
- ✦ Stamp-tekniikassa

