



Zaljubite se
u svoj sledeći GC
restaurativni materijal



everX Flow™

Vlaknima pojačan tečni kompozit
za nadoknadu dentina



G-aenial® Universal Injectable

Restaurativni kompozit
visoke čvrstoće



EQUIA Forte™ HT

Ekonomičan dugotrajan
restaurativni materijal

GC

Svaki pacijent je različit... a opet isti.

Svaki put kada pacijent sedne u vašu stomatološku stolicu trebate prilagoditi i optimizovati plan terapije za postizanje najvišeg kvaliteta, uvek od početka za svakog pacijenta posebno. To je težak zadatak u kojem želimo da vam pomognemo.

Za
pojačavanje

everX Flow

Tečni kompozit pojačan kratkim vlaknima



- + Nadoknada dentina **koja pojačava restauracije iznutra**
- + Vlakna za **zaustavljanje pucanja**
- + **Lako postavljanje bulk-tehnikom** do 5,5 mm
- + **Savršena adaptacija** na zidove kaviteta bez curenja

Za
ubrizgavanje

G-ænial Universal Injectable

Restaurativni kompozit visoke čvrstoće



- + **Oblikovanje i konturiranje** već kod **ubrizgavanja**
- + Visoka čvrstoća pogodna za **sve veličine kaviteta**
- + Dugačak savitljivi vrh za **pristup svakom mestu**
- + **Izvršna sposobnost poliranja**

Za
lako korišćenje

EQUIA Forte HT

Ekonomičan dugotrajan restaurativni materijal



- + **Dokazana tehnologija glashibrida** sa sinergiskim zaštitnim slojem
- + **Biokompatibilnost i dobro podnošenje vlage**
- + Bulk-tehnika punjenja i samoadhezivnost za **brzo i lako postavljanje**
- + Pametno ojačanje putem **razmene jona**

Pojednostavljena i efikasna rešenja za restauracije zuba u bočnom području

GC proizvodi se stvaraju vodeći računa o potrebama stomatologa i pacijenata. To znači da smo posvećeni izradi efikasnih proizvoda najvišeg kvaliteta jednostavnih za korišćenje u svakoj indikaciji.



Objava uz dozvolu Dr.
J. Tapia Guadix, Španija



Objava uz dozvolu
Dr. R. Novotny, Slovačka

Idealan za korišćenje kod:

- ✦ Endodontski lečenih zuba
- ✦ Velikih kaviteta
- ✦ Nadogradnji



Objava uz dozvolu
Dr. M. Kudelis, Litvanija



Objava uz dozvolu
Dr. M. Feumans, Belgija

Idealan za korišćenje kod:

- ✦ Tehnike "kvržica po kvržica"
- ✦ Tehnike injekcionog ispuna
- ✦ Svih direktnih indikacija kod zuba u bočnom području



Objava uz dozvolu
Dr. A. Patel, Velika Britanija



Objava uz dozvolu
Dr. P. Rouas, Francuska

Idealan za korišćenje kod:

- ✦ Zahtevnih slučajeva
- ✦ MIH (molarno incizivne hipomineralizacije)
- ✦ Karijesa korena
- ✦ Izrade grizne površine pečatom





G-aenial Universal Injectable

| | | |
|------------------------------|--------------------------------------|------|
| Špric 1 ml (1,7 g) EEP | Nastavak 15 x 0,16 ml (0,27 g) | Boja |
|------------------------------|--------------------------------------|------|

| | | |
|--------|----------|------|
| 901487 | 10006910 | XBW |
| 901488 | 10006911 | BW |
| 901489 | 10006896 | A1 |
| 901490 | 10006897 | A2 |
| 901491 | 10006898 | A3 |
| 901492 | 10006899 | A3.5 |
| 901493 | 10006900 | A4 |
| 901494 | 10006901 | B1 |
| 901495 | 10006902 | B2 |
| 901496 | 10006903 | CV |
| 901497 | 10006904 | CVD |
| 901498 | 10006905 | AO1 |
| 901499 | 10006906 | AO2 |
| 901500 | 10006907 | AO3 |
| 901501 | 10006908 | JE |
| 901502 | 10006909 | AE |



everX Flow špric 2 ml (3,7 g)

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 012900 | Bulk shade (bulk boja) EEP |
| 012901 | Dentin shade (dentinska boja) EEP |



EQUIA Forte HT

| | |
|--------|---|
| 901554 | Intro Pack, 20 kapsula A2 + 20 jediničnih doza premaza EEP |
| 901555 | Intro Pack, 20 kapsula A3 + 20 jediničnih doza premaza EEP |
| 901556 | Intro Pack, 20 kapsula B2 + 20 jediničnih doza premaza EEP |
| 901557 | Promo Pack, 100 kapsula A2 + 1 bočica premaza, 4 ml EEP |
| 901558 | Promo Pack, 2x50 kapsula A2-A3 + 1 bočica premaza, 4 ml EEP |
| 901559 | Promo Pack, 100 kapsula A3 + 1 bočica premaza, 4 ml EEP |
| 901560 | Promo Pack, 2x50 kapsula A3-B2 + 1 bočica premaza, 4 ml EEP |
| 901561 | Clinic Pack, 200 kapsula A2 + 1 bočica premaza, 4 ml EEP |
| 901562 | Clinic Pack, 200 kapsula A3 + 1 bočica premaza, 4 ml EEP |
| 901563 | Clinic Pack, 200 kapsula B2 + 1 bočica premaza, 4 ml EEP |

Povezani proizvodi



G-Premio BOND
Univerzalno sredstvo
za spajanje



G2-BOND Universal
Dvofazno univerzalno sredstvo
za spajanje



G-aenial A'CHORD
Univerzalni direktni
restaurativni materijal

EQUIA Forte, everX Flow i G-aenial su zaštitni znaci fabrike GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax.+32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC EUROPE N.V.
GCEEO Serbia
Stanoja Gavaša 29
1st floor, ap.4
RS-11000 Beograd
Mob. +381.63.78.82.777
info.serbia@gc.dental
<https://europe.gc.dental/sr-RS>



Since 1921
100 years of Quality in Dental