

Poser les  
bases  
de votre  
esthétique



Primers spécifiques  
de GC

pour une utilisation  
au laboratoire dentaire

**GC**

# Adhésion durable sur céramiques et composites



**CERAMIC PRIMER II** est un silane universel pour toutes vos restaurations esthétiques indirectes.

Pour toute application additionnelle ou réparation de **GRADIA PLUS** ou pour la caractérisation du GRADIA PLUS avec GRADIA PLUS Lustre Paint, utilisez CERAMIC PRIMER II... la garantie d'une bonne adhésion.



Appliquer CERAMIC PRIMER II avant de caractériser votre restauration **CERASMART270** avec **OPTIGLAZE color**. Pour des effets en profondeur, une technique de réduction (cut back) peut également être utilisée en combinaison avec GRADIA PLUS.



CERAMIC PRIMER II, votre partenaire idéal pour garantir une liaison puissante. Le tout céramique peut être caractérisé avec GRADIA PLUS, y compris les armature en zircone.

# L'incontournable pour toutes vos armatures à base de métal



**METAL PRIMER Z** est un liant résine/métal en une seule étape.

Pour une adhésion puissante entre les armatures métalliques et tout type de matériaux à base de résine comme l'acrylique et les méthacrylates.

Un liant éprouvé et facile d'utilisation !

Avant de couvrir votre armature métallique d'une première couche d'Opaque GRADIA PLUS, utilisez METAL PRIMER Z pour créer une liaison chimique.



En plus de son indication spécifique, METAL PRIMER Z peut également être utilisé comme liant aux armatures en zircone.

## La base pour modifier les prothèses



**GC Acrylic Primer** augmente l'adhésion entre les composites photopolymérisables et les résines acryliques conventionnelles utilisés au laboratoire telles que la modification de dents prothétiques ou des prothèses à base de résine.





# Solution tout-en-un pour le collage et la réparation



**G-Multi PRIMER** est utilisé pour le pré-traitement des restaurations avant le collage avec G-CEM LinkForce ou G-CEM Veneer mais également pour les réparations en bouche. Il contient 3 agents chimiques différents pour garantir une adhésion parfaite à tous les types de restauration.



008551	CERAMIC PRIMER II, 3mL
009295	METAL PRIMER Z, 5mL
901138	GC Acrylic Primer, 6mL
009553	G-Multi PRIMER, 5 mL

CERAMIC PRIMER II, CERASMART270, GC Acrylic Primer, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, GRADIA PLUS, METAL PRIMER Z et OPTIGLAZE color sont des marques déposées de GC.

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<http://www.gceurope.com>

**GC EUROPE N.V.**  
**Benelux Sales Department**  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tél. +32.16 74.18.60  
info.benelux@gc.dental  
<http://benelux.gceurope.com>

**GC AUSTRIA GmbH**  
**Swiss Office**  
Zürichstrasse 31  
CH-6004 Luzern  
Tél. +41.41.520.01.78  
Fax. +41.41.520.01.77  
info.switzerland@gc.dental  
<http://switzerland.gceurope.com>

# GC