

Postavljanje  
temelja  
za  
estetiku

GC

Specijalni primeri

za korištenje u dentalnom  
laboratoriju

**GC**

# Trajno spajanje za keramiku i kompozite



**CERAMIC PRIMER II** je specijalni primer za sve indirektno estetske restauracije.

Kod dodatnog nanošenja ili popravka materijala **GRADIA PLUS** ili kod individualizacije materijala **GRADIA PLUS** pomoću **GRADIA PLUS Lustre Paint**, za osiguranje dobre adhezije koristi se **CERAMIC PRIMER II**.



**CERAMIC PRIMER II** nanijeti prije karakterizacije restauracija iz **CERASMART270** premazom **OPTIGLAZE color**. Za dubinske efekte može se koristiti i tehnika reduciranja u kombinaciji s materijalom **GRADIA PLUS**.



**CERAMIC PRIMER II** je provjereno sredstvo koje jamči postizanje čvrstog spoja. Materijalom **GRADIA PLUS** mogu se karakterizirati radovi iz pune keramike, uključujući i osnovu iz cirkonij-oksidne keramike.

# Junak za sve metalne osnove



**METAL PRIMER Z** je sredstvo za spajanje akrilata za metal u jednom koraku. Za čvrstu vezu između metalne osnove i bilo koje vrste materijala na bazi smole, kao što su akrilati i metakrilatni kompoziti. Proverjeno sredstvo za spajanje jednostavno za uporabu!

Prije prekrivanja metalne osnove bojom GRADIA PLUS Opaque, za stvaranje kemijske veze koristi se METAL PRIMER Z.



Osim svoje specifične indikacije kao primer za metalne osnove, METAL PRIMER Z može se koristiti i za spajanje osnova iz cirkonij-oksidne keramike.

## Osnova za individualizaciju proteza



**GC Acrylic Primer** povećava adheziju između svjetlosno polimerizirajućih kompozita i konvencionalnih akrilatnih smola koji se koriste za postupke u dentalnom laboratoriju, kao što su individualizacija zubi proteze ili akrilata baze proteze.



# Sve-u-jedan rješenje za cementiranje i popravak



**G-Multi PRIMER** koristi se za prethodnu obradu restauracija prije cementiranja materijalima G-CEM LinkForce ili G-CEM Veneer te se također može koristiti za popravke u ustima. Sadrži tri različita kemijska sredstva za osiguranje savršene adhezije za sve vrste restauracija.



008552	CERAMIC PRIMER II, 3 ml EEP
009295	METAL PRIMER Z, 5 ml
901138	GC Acrylic Primer, 6 ml
009553	G-Multi PRIMER, 5 ml

CERAMIC PRIMER II, CERASMART270, GC Acrylic Primer, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, GRADIA PLUS, METAL PRIMER Z i OPTIGLAZE color su zaštitni znaci tvrtke GC.

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<https://europe.gc.dental>

**GC EUROPE N.V.**  
GCEEO Croatia  
Siget 19b  
HR - 10020 Zagreb  
Tel. +385.1.61.54.597  
Fax. +385.1.61.54.597  
info.croatia@gc.dental  
<https://europe.gc.dental/hr-HR>

**GC**