

Fundament do Twoich prac estetycznych



Primery z GC
dedykowane

do użytku w laboratorium
dentystycznym

GC

Trwałe połączenie z ceramiką i kompozytami



CERAMIC PRIMER II to specjalistyczny primer do wszystkich estetycznych uzupełnień pośrednich.

W celu dodatkowej aplikacji lub naprawy **GRADIA PLUS** lub indywidualizacji **GRADIA PLUS** za pomocą **GRADIA PLUS Luster Paint** należy użyć **CERAMIC PRIMER II**, aby zapewnić właściwą adhezję.



Zastosuj **CERAMIC PRIMER II** przed charakteryzacją uzupełnień **CERASMART270** przy użyciu **OPTIGLAZE color**. Aby jeszcze bardziej wzmocnić efekt można również zastosować technikę cut-back w połączeniu z **GRADIA PLUS**.



CERAMIC PRIMER II to Twój preferowany partner, który gwarantuje silne połączenie. Prace pełnoceramiczne można scharakteryzować za pomocą **GRADIA PLUS**, w tym konstrukcje z cyrkonu.

Bohater do wszystkich Twoich podbudów na bazie metalu



METAL PRIMER Z to jednoetapowy środek wiążący żywicę z metalem.

Do silnego połączenia metalowej konstrukcji z dowolnym rodzajem materiału na bazie żywicy, takim jak akryl i kompozyty oparte na żywicach metakrylanowych. Łatwy w użyciu i sprawdzony środek wiążący!

Przed pokryciem metalowej konstrukcji przy użyciu GRADIA PLUS Opaque, METAL PRIMER Z służy do utworzenia połączenia chemicznego.



Oprócz dedykowanego wskazania do przygotowania podbudów na bazie metalu, METAL PRIMER Z można opcjonalnie stosować również do wiązania z konstrukcjami z tlenku cyrkonu.

Baza do modyfikacji protez



GC Acrylic Primer zwiększa adhezję między światłoutwardzalnymi kompozytami a konwencjonalnymi żywicami akrylowymi stosowanymi w laboratoryjnych procedurach dentystycznych, takich jak modyfikacja zębów protez lub żywic na płyty protez.



Kompleksowe rozwiązanie do cementowania i naprawy



G-Multi PRIMER służy do wstępnego przygotowania uzupełnień przed cementowaniem za pomocą G-CEM LinkForce lub G-CEM Veneer i może być również stosowany do napraw wewnątrzustnych. Zawiera trzy różne czynniki chemiczne, aby zapewnić idealną adhezję do wszystkich rodzajów uzupełnień.



008552	CERAMIC PRIMER II, 3 ml EEP
009295	METAL PRIMER Z, 5 ml
901138	GC Acrylic Primer, 6 ml
009553	G-Multi PRIMER, 5 ml

CERAMIC PRIMER II, CERASMART270, GC Acrylic Primer, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, GRADIA PLUS, METAL PRIMER Z i OPTIGLAZE color są znakami towarowymi firmy GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC EUROPE Spółka Akcyjna
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel. +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
info.poland@gc.dental
<https://europe.gc.dental/pl-PL>

'GC.'