

Ustvarjamo
podlago
za vašo
estetiko



GC

primerji

za zobotehnične laboratorije

GC

Trajna vezava na keramiko in kompozite



CERAMIC PRIMER II je specializiran osnovni primer za vse estetske indirektne restavracije.

Za dodatno nanašanje ali popravilo **GRADIA PLUS** ali pri nadgradnji **GRADIA PLUS** z **GRADIA PLUS Lustre Paint**; s **CERAMIC PRIMER II** boste zagotovili izvrstno adhezijo.



Nanesite **CERAMIC PRIMER II**, preden svoje restavracije **CERASMART270** nadgradite z **OPTIGLAZE color**. Za poglobljene učinke lahko uporabite cut-back tehniko v kombinaciji z **GRADIA PLUS**.



CERAMIC PRIMER II je vaša prva izbira pri zagotavljanju močne vezave.


Z **GRADIA PLUS** lahko nadgradite vsa polnporcelanska ogrodja, vključno s cirkonijevimi.

Junak vseh ogrodij z ulito bazo



METAL PRIMER Z je vezivni agent za vezavo smol in kovine v enem koraku. Za močno vezavo med kovinskim ogrodjem in vsakovrstnim materialom na osnovi smol, kot so akrilati in metakrilatni kompoziti. Preizkušen in preprost za uporabo!

Pred prekrivanjem kovinskega ogrodja z GRADIA PLUS Opaque ustvarite kemično povezavo z METAL PRIMER Z.



Poleg posameznih indikacij za osnovno premazovanje kovinskih ogrodij, METAL PRIMER Z lahko alternativno uporabite tudi za lepljenje s cirkonijevimi ogrodji.

Osnova za prilagajanje protez



GC Acrylic Primer izboljša vezavo med svetlobno polimerizirajočimi kompoziti in običajnimi akrilnimi smolami, ki se uporabljajo v zobotehničnih postopkih, kot je prilagajanje zob ali smolnate baze proteze.



Rešitev za lepljenje in popravke - vse v enem!



G-Multi PRIMER uporabljamo za predhodno obdelavo restavracij pred lepljenjem z G-CEM LinkForce ali G-CEM Veneer in je primeren tudi za intraoralne popravke. Vsebuje tri različna kemična sredstva, ki zagotavljajo popolno adhezijo na vse vrste restavracij.



008552	CERAMIC PRIMER II, 3 ml EEP
009295	METAL PRIMER Z, 5 ml
901138	GC Acrylic Primer, 6 ml
009553	G-Multi PRIMER, 5 ml

CERAMIC PRIMER II, CERASMART270, GC Acrylic Primer, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, GRADIA PLUS, METAL PRIMER Z in OPTIGLAZE color so blagovne znamke podjetja GC

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Slovenia
Ulica Talcev 1a
SLO - 3310 Žalec
Tel. +386.3.710.32.70
Fax. +386.3.710.32.71
info.slovenia@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

GC