

G-Premio BOND

de la GC



Simplificați-vă munca

Același flacon, același procedeu
pentru toate adeziunile dumneavoastră



Restaurare
directă cu
compozit



Cimentare



Refacere de
bonturi



Reparații

G-Premio BOND de la GC


Adeziv universal, fotopolimerizabil, monocomponent pentru

- ✓ Adeziune directă
- ✓ Reparații
- ✓ Cimentare indirectă
- ✓ Refacere de bonturi
- ✓ Tratamentul hipersensibilității

ce poate fi utilizat indiferent de **modul de demineralizare**




Zero compromisuri în ceea ce privește performanța - Zero compromisuri în ceea ce privește manipularea




3 monomeri funcționali:

rezistență ridicată a adeziunii la dentină, smalț & diferite substraturi



Grosime redusă a filmului:

risc redus de decolorare & adaptare marginală perfectă



Penetrare excelentă:

sensibilitate post-operatorie scăzută



Capac detașabil comod!



Vârf subțire
ce reduce pierderile
- până la 300
picături per
flacon



G-Premio BOND DCA
pentru polimerizare
duală cu
GRADIA CORE &
post cimentare

Cod WEP	Cod WEP	Descriere
012687	012689	G-Premio BOND 5mL Kit
012694	012695	G-Premio BOND 5mL Bottle Refill
012688	012690	G-Premio BOND 3-bottle Pack
009034	009035	G-Premio BOND Unit Dose 50 pcs
009552		G-Premio BOND DCA 3mL Bottle



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com

GCE EEO - Romania
Str. Carol Davila 21A, ap.17, district 5
050451 Bucharest
România
Tel. +40 31 425 75 27
Fax. +40 31 425 75 27
info.romania@gc.dental
romania.gceurope.com