



Gradia[®] Direct LoFlo de GC.

Composite microhíbrido
fluido de alta
viscosidad con
tecnología HDR.



GRADIA[®] DIRECT LoFlo,
el **primer composite
fluido** considerado un
verdadero restaurador,
no sólo para restauraciones
de clase V o como base, sino
también para restauraciones
de clase I, II y III.

De la mano de la nueva
tecnología HDR: "High Density
Radioaque", GC presenta un nuevo
restaurador fluido con propiedades
físicas inigualables.

Estabilidad – fiabilidad – estética


GC




Mayor resistencia al desgaste y baja contracción para su seguridad

Gradia® Direct LoFlo consigue una excelente estabilidad gracias a la exclusiva tecnología Alta Densidad Radiopaco (HDR). Su **resistencia al desgaste y a las fracturas** puede compararse fácilmente con la de los composites posteriores modernos y, además, ofrece hasta un **55% menos de contracción** que el principal composite fluido del mercado.

Contracción de polimerización (vol%)



Abrasión (µm)



Fiabilidad

El relleno prepolimerizado HDR con tecnología de nanorelleno de sílice incrementa la **durabilidad, la pulidez y la radiopacidad**. Además, la incorporación del cristal de fluoroaluminosilicato le proporciona protección contra el deterioro secundario.



Excelente manejo

La **humectabilidad** de Gradia® Direct LoFlo hace posible una perfecta **adaptabilidad** y se ajusta fácilmente y sin hundimientos, moviéndose fácilmente con cualquier tipo de instrumento o cepillo que utilice. Gracias a su composición única, similar a la de Gradia® Direct, los 7 colores disponibles de Gradia® Direct LoFlo se adaptan de forma invisible a la estructura dental.



Foto de Prof. Myasaki

Envase

2 jeringas de 1,3 g, 4 agujas de metal y 2 protectores contra la luz.

Disponible en 7 colores: A1, A2, A3, A3.5, AO3 (dentina opaca), CV (color cervical) y BW (blanco puro).

Accesorios

Puntas para aplicación, tipo aguja metálica o plástica, 20 unidades.



GC EUROPE N.V.

Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

