



Gradia[®] Direct LoFlo de GC.

Composite fluide
micro-hybride à viscosité
élevée bénéficiant
de la technologie
HDR.



GRADIA[®] DIRECT LoFlo,
premier composite fluide
considéré comme un vrai
matériau de restauration,
non seulement pour les
restaurations de Classe V ou
l'utilisation comme liner, mais
également pour les restaurations
de Classe I, II et III.

En lançant la nouvelle technologie
HDR (Haute Densité et Radioopaque),
GC présente un nouveau matériau
fluide de restauration aux propriétés
physiques inégalées.

stabilité – fiabilité – beauté

GC




Pour votre sécurité : une résistance à l'usure importante et une faible rétraction


Gradia® Direct LoFlo obtient une excellente stabilité grâce à sa technologie HDR unique (Haute Densité et Radioopaque).

La résistance à l'usure et aux fractures permet un maintien aisé avec les composites postérieurs modernes et, de plus, offre **une rétraction inférieure de 55 %** à celle du principal composite fluide du marché.

Volume de rétraction de polymérisation (%)



Usure (µm)



Fiabilité

Cette technologie HDR de charges prépolymérisées avec des particules de nano-silice augmente significativement **la durabilité, la polissabilité et la radiopacité**. L'incorporation de verre ionomère vous offre en plus une protection contre les risques de carie secondaire.



Magnifique manipulation

La mouillabilité de Gradia® Direct LoFlo permet une **adaptabilité** parfaite ; il s'adapte facilement sans couler tout en permettant une application facile avec tous les types d'instruments de votre choix. Grâce à sa composition unique, similaire à celle de Gradia® Direct, les 7 teintes de Gradia® Direct LoFlo se fondent parfaitement dans la structure environnante.



Photographie du Prof. Myasaki

Conditionnement

2 seringues de 1,3 g, 4 embouts de type aiguille en métal et 2 couvercles de protection de la lumière.

Disponibles en 7 teintes : A1, A2, A3, A3.5, A03 (dentine opaque), CV (teinte cervicale) et BW (blanc "Bleach").

Accessoires

Embouts applicateurs, de type aiguille en métal où en plastique (20 pièces).



GC EUROPE N.V.

Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

Benelux Office
Edisonbaan 12
NL - 3439 MN Nieuwegein
Tel. +31.30.630.85.00
Fax. +31.30.605.59.86
info@benelux.gceurope.com
www.benelux.gceurope.com

GC FRANCE s.a.s.

9 bis, Avenue du Bouton d'Or –
BP 166
F - 94384 Bonneuil sur Marne Cedex
Tel. +33.1.49.80.37.91
Fax. +33.1.49.80.37.90
info@france.gceurope.com
www.france.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

Swiss Office
Wilerstrasse 3
CH - 9545 Wängi
Tel. +41.52.366.46.46
Fax. +41.52.366.46.26
info@switzerland.gceurope.com
www.switzerland.gceurope.com

