

# Gradia<sup>®</sup> Direct LoFlo de la GC.

Compozit cu Microumplutură  
Hibridă Fluid cu  
Vâscozitate Crescută  
cu tehnologie HDR.



Gradia<sup>®</sup> Direct LoFlo,  
primul **compozit fluid**  
ce poate fi considerat  
cu **adevărat material de  
restaurare**, nu doar liner sau  
pentru restaurarea cavităților  
clasa aV-a, folosit și pentru  
restaurarea cavităților de clasa I,  
clasa a II-a și clasa a III-a.

Introducând tehnologia HDR,  
Densitate Radioopacă Mare, GC  
prezintă un nou material restaurativ  
fluid cu proprietăți fizice inegalabile.

stabilitate – siguranță – frumusețe


**GC**




### Rezistență mare la abraziune și contracție de polimerizare mică pentru siguranța dumneavoastră.

Gradia® Direct LoFlo obține de o stabilitate excelentă datorită tehnologiei unice Densitate Radioopacă Mare (HDR). **Rezistența la abraziune și la fracturare** este asemănătoare cu cea a materialelor compozite moderne pentru zona laterală și mai mult decât atât oferă o **contracție de polimerizare de până la 55% mai mică** față de compozitul fluid cel mai bine vândut de pe piață.

#### % Contracție Volumetrică de Polimerizare



#### Abraziune (μm)



#### Încredere

Tehnologia de utilizare a componentei Pre-Polimerizată de Densitate Radioopacă Mare împreună cu componenta de Nano-silicați mărește semnificativ **durabilitatea, gradul de lustruire și radioopacitatea**. Incorporarea de sticle de fluoro-alumino-silicați oferă în plus protecție împotriva apariției cariilor secundare.



#### Manevrare plăcută

**Capacitatea de umectare** a compozitului Gradia® Direct LoFlo permite o **adaptare perfectă**, adaptare ce se realizează ușor fără derapare în timpul aplicării cu orice tip de instrument sau pensulă. Datorită compoziției sale unice, la fel ca și Gradia® Direct, cele 7 nuanțe disponibile de Gradia® Direct LoFlo se integrează coloristic perfect în structura adiacentă a dintelui.



Imagine oferită de Prof. Myasaki

#### Ambalare

2 x 1,3 g seringi, 4 aplicatoare metalice tip ac și 2 capace de protecție contra luminii.

Nuanțe disponibile: A1, A2, A3, A 3.5 , AO3 (Dentină Opacă), CV (Cervical Shade – Nuanță pentru zona Cervicală) și BW (Bleach White – Alb Superior)

#### Accesorii

Vârfuri aplicatoare, metalice tip ac sau din plastic, 20 bucăți



#### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Interleuvenlaan 13  
B – 3001 Leuven  
Tel. +32.16.39.80.50  
Fax. +32.16.40.02.14  
info@gceurope.com  
www.gceurope.com

#### GC EEO - Romania

BD. N. Balcescu nr. 33B  
Ap. 52, et. 5, sect. 1  
Bucharest, Romania  
Tel. + 40.21.314.43.39  
Fax. + 40.21.314.43.39  
romania@eoo.gceurope.com  
www.gceurope.com

