


# GC Gradia® Direct LoFlo



Tekoči kompozit visoke  
viskoznosti s hibridnim  
polnilom  
HDR tehnologije.

Gradia® Direct LoFlo,  
je **prvi tekoči** kompozit  
ki je **odličen za polnitve**,  
ne samo za razred V a I  
premaz, temveč tudi za  
polnitve razreda I, II in III.

S predstavitvijo nove HDR  
(High Density Radiopaque)  
tehnologije, GC predstavlja  
novi tekoči kompozit  
nedoseženih fizikalnih lastnosti.

stabilnost-zanesljivost-lepota




**GC**




### Visoka odpornost na abrazijo in skoraj nično krčenje za vašo varnost

Gradia® Direct LoFlo dosega izvrstno stabilnost zahvaljujoč edinstveni HDR tehnologiji. **Odpornost na abrazijo in lomljenje** dosega moderne kompozite za interkanine polnitve in poleg tega nudi **55% manjše krčenje** od vodilnih tekočih kompozitov na tržišču.

### % volumenskega krčenja




### Obraba



### Zanesljivost

HDR predpolimerizirano polnilo s tehnologijo nano-silikatnega polnila poveča **trajnost, omogoča poliranje in rtg vidljivost**. Vsebnost fluoro-aluminij-silikatnega stekla nudi dodatno zaščito pred sekundarnim kariesem.



### Enostavno rokovanje

**Vlažnost** Gradia® Direct LoFlo omogoča izredno **prilagoditev**, enostavno se nanaša s pomočjo instrumenta ali čopiča. Zaradi edinstvene sestave, podobne Gradii Direct, se 7 razpoložljivih barv kompozita Gradia® Direct LoFlo nevidno spaja z zobno substanco.



Slika prof. Myasakija

### Pakiranje

Brizge 2 x 1,3 g, 4 kovinski nastavki in 2 zaščitna pokrovčka  
Na voljo v barvah: A1, A2, A3, A3.5, AO3 (Opaque dentin), CV (cervikalna barva) in BW (beljeno bela).

### Pribor

Nastavki, kovinski ali pvc, 20 kom.



### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Interleuvenlaan 13  
B - 3001 Leuven  
Tel. +32.16.39.80.50  
Fax. +32.16.40.02.14  
info@gceurope.com  
www.gceurope.com

### GC EUROPE N.V.

GC EEO - Slovenia  
Heroja Staneta 6  
SLO - 3310 Žalec  
Tel. +386.3.710.32.70  
Fax. +386.3.710.32.71  
slovenia@eoo.gceurope.com  
www.eoo.gceurope.com

