

Des coulées en toute confiance



L'alliance entre
vos précieuses
restaurations et notre
alliage non-précieux

GC Initial[®] CAST NP



GC

GC Initial CAST NP

Alliage de coulée pour C&B et stratification céramo-métallique



La réalisation esthétique et la fonctionnalité de couronne PFM et bridge dépendent de la structure elle-même et commencent par le métal. C'est pourquoi GC a lancé GC Initial CAST NP, un alliage à base de Co-Cr qui définit de nouveaux critères de référence par sa polyvalence, sa performance sa manipulation et son esthétique.

Essayez GC Initial CAST NP, vous serez impressionnés par ses propriétés techniques exceptionnelles et ses performances de coulées optimales lesquelles simplifient la procédure.



Grâce à sa **structure moléculaire extra-fine**, une surface lisse et compacte peut être obtenue après la procédure de coulée. Ces qualités, combinées avec l'expansion thermique de $14,1 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (25-500°C), rendent le GC Initial CAST NP **compatible avec les matériaux céramo-métalliques les plus courants du marché**. Il est également **compatible avec les matériaux acryliques**. Cet alliage seul couvre une large variété d'applications – de la couronne au bridge longue-portée.

GC Initial CAST NP se démarque par ses caractéristiques :

- Compatible avec les céramo-métalliques les plus courantes du marché
- Propriétés de manipulation remarquables et structure moléculaire extra fine
- Formation d'oxyde réduite
- Multiple applications



Pour des coulées optimales :

Revêtements à liant phosphate,
GC Fujivest® Premium et GC Fujivest II

Pour une esthétique superbe :

GC Initial MC ou GC GRADIA,
composite pour restaurations indirectes



Art. N°	Description
901047	GC Initial CAST NP, 250g
900869	GC Initial CAST NP, 500g
900870	GC Initial CAST NP, 1000g



GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com

GC Europe NV Benelux Sales Department

Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 13
B-3001 Leuven
Tel. +32.16 74.18.60
info.benelux@gc.dental
http://benelux.gceurope.com

GC FRANCE s.a.s.

8 rue Benjamin Franklin
94370 Sucy en Brie Cedex
Tél. +33.1.49.80.37.91
Fax. +33.1.45.76.32.68
info.france@gc.dental
http://france.gceurope.com

GC AUSTRIA GmbH

Swiss Office
Bergstrasse 31c
CH-8890 Flums
Tel. +41.81.734.02.70
Fax. +41.81.734.02.71
info.switzerland@gc.dental
http://switzerland.gceurope.com

GC Initial CAST NP est conforme aux normes standards ISO9693-1:2012 et ISO 22674:2006 et a passé les tests de cytotoxicité selon la norme ISO 10993-5. L'alliage, sans béryllium, indium ni gallium, est hautement résistant à la corrosion Classe IIa.