

# Öntsön bizalommal



Az Ön nemes  
helyreállítása és a mi  
nem nemesfém ötvözetünk

## GC Initial<sup>®</sup> CAST NP

Jó párosítás!



# GC

## GC Initial CAST NP

### Öntőfém fémkerámia leplezésű korona/híd technikához



A funkcionalitás és az esztétikum terén is magas minőségű fémkerámia koronák és hidak megalkotása sok tényezőtől múlik, de mint a legtöbb szerkezet, ez is a fémmel kezdődik. Ezért mutatja be a GC az Initial CAST NP-t, a kobalt-krom alapú öntőfémeket, amely új szintet állít a sokoldalúság, teljesítmény, kezelhetőség és az esztétikum tekintetében.

Próbálja ki a GC Initial CAST NP-t, és hagyja magát lenyűgözni kiemelkedő fizikai tulajdonságai, optimális öntési viselkedése által, mely lehetővé teszi az egyszerű felhasználást.



Extra finom molekulaszervezetének köszönhetően a GC Initial CAST NP sima és egyenletes öntési felületet biztosít. Ezek a tulajdonságok a hőtágulási együtthatóval kombinálva ( $14,1 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$  (25-500°C)) kompatibilissé teszik a GC Initial CAST NP-t a piacon megtalálható, leggyakoribb, hagyományos fémkerámiákkal. Ugyanakkor kompatibilis az akrilát leplező anyagokkal is. Ez az egyöntfém applikációk széles skálájához alkalmas – legyen szó koronáról vagy nagy feszítávú hídról. Az ötvözet oxidképződése csekély mértékű többszöri égetés esetén is, ami esztétikailag jobb eredményhez vezet.

### Íme a GC Initial CAST NP kiemelkedő tulajdonságai:

- Kompatibilis a leggyakoribb, hagyományos fémkerámiákkal
- Kiváló kezelhetőség és extra finom molekulaszervezet
- Csekély oxidképződés
- Sokoldalú felhasználhatóság



### Az optimális öntési eredményért:

használja a GC foszfátbázisú beágyazóanyagait, mint a GC Fujinvest Premium és Fujinvest II.

### A tökéletes esztétikum eléréséhez:

használja a a GC leplezőkerámiáját, a GC Initial MC-t, vagy a a GC indirekt kompozitját, a GC GRADIA PLUS-t.



Cikkszám	Megnevezés
901143	GC Initial CAST NP, 250g EEP
901144	GC Initial CAST NP, 500g EEP
901145	GC Initial CAST NP, 1000g EEP



**GC EUROPE N.V.**  
 Head Office  
 Researchpark  
 Haasrode-Leuven 1240  
 Interleuvenlaan 33  
 B-3001 Leuven  
 Tel. +32.16.74.10.00  
 Fax. +32.16.40.48.32  
 info@gceurope.com  
 www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
 GCEEO Hungary  
 Fazekas utca 29-31.  
 H-1027 Budapest  
 Tel. +36.1.224.04.00  
 Fax. +36.1.224.04.01  
 hungary@eeo.gceurope.com  
 www.eeo.gceurope.com

A GC Initial CAST NP megfelel az ISO 9693-1:2012 és az ISO 22674:2006 szabványoknak és teljesítette a citotoxicitási vizsgálatokat az ISO 10993-5 normának megfelelően.