

GC Initial™ CAST NP

Uw edele restauratie en onze niet-edele legering

Giet met vertrouwen



Since 1921
100 years of Quality in Dental



GC Initial CAST NP

Gietlegering voor metaal-keramische opbouwtechnieken voor kronen en bruggen



De hoogwaardige functionaliteit en esthetiek van metaal-keramische-kronen en -bruggen zijn afhankelijk van verschillende factoren, maar net zoals de structuur zelf, begint alles bij het metaal. Daarom heeft GC Initial CAST NP geïntroduceerd, een gietlegering op basis van kobaltchroom dat een nieuwe norm op het gebied van veelzijdigheid, prestaties, verwerking en esthetiek vormt.



Probeer GC Initial CAST NP, u zult versteld staan van zijn uitstekende technische eigenschappen en optimale gietprestaties, die een gemakkelijke en eenvoudige verwerking mogelijk maken.

Dankzij de **extra fijne moleculaire structuur** zorgt GC Initial CAST NP voor een afdruk met een **glad en compact oppervlak**. Deze eigenschappen, in combinatie met de thermische uitzetting van $14,1 \times 10^{-6} \cdot K^{-1}$ (25-500 °C), zorgen ervoor dat GC Initial CAST NP compatibel is met de meest voorkomende conventionele metaal-keramische opbouwmaterialen op de markt. GC Initial CAST NP is ook **compatibel met acrylopbouwmateriaal**. Deze legering biedt een **oplossing voor een hele reeks toepassingen** - van een kroon tot een uitgebreide brug. De legering heeft ook een **verminderde oxidevorming**, zelfs na herhaald keramisch bakken, waardoor het resultaat er beter uitziet.

Een overzicht van de meest opvallende kenmerken van GC Initial CAST NP:

- Compatibel met de meest voorkomende metaal-keramiek opbouwmaterialen
- Uitstekende verwerkingseigenschappen en extra fijne moleculaire structuur
- Lage oxidevorming
- Diverse toepassingen
- Optimale synergie met een waaier aan GC-producten



Voor optimale gietresultaten:

Fosfaatgebonden inbedmassa

GC Fujivest® Premium and GC Fujivest II

Bereik superieure esthetiek:

Verkrijg een superieure esthetiek met het keramische opbouw materiaal **GC Initial MC** of **GC GRADIA PLUS**, composiet voor indirecte restauraties



WEP Artikel-nummer	EEP Artikel-nummer	Beschrijving
10003558	10003648	GC Initial CAST NP, 250g
10003449	10003649	GC Initial CAST NP, 500g
10003450	10003650	GC Initial CAST NP, 1000g



GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.18.60
info.benelux@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/nl-NL>