



Pewność odlewania



Twoje szlachetne
uzupełnienia i nasz stop
metali nieszlachetnych

GC Initial[®] CAST NP

Precyzyjne
dopasowanie!



GC

GC Initial CAST NP

Stop odlewniczy do koron i mostów licowanych ceramiką na metal



Przy tworzeniu wysokiej jakości koron i mostów z porcelany napalanej na podbudowie metalowej (PFM) funkcjonalność i estetyka zależy od wielu czynników, ale podobnie jak w samej konstrukcji, zaczyna się od metalu. Dlatego też GC wprowadziła GC Initial CAST NP, stop odlewniczy na bazie chromo kobaltu, który wyznacza nowe standardy wszechstronności, wydajności, własności użytkowych i estetyki.

Wypróbuj GC Initial CAST NP, będziesz pod wrażeniem jego doskonałych właściwości technicznych i optymalnych rezultatów odlewania, które umożliwiają łatwy proces obróbki.



Dzięki **wyjątkowo drobnej strukturze cząsteczkowej odlewy** uzyskane z GC Initial CAST NP charakteryzują się **gładką i zwartą powierzchnią**. Cechy te, w połączeniu z rozszerzalnością cieplną w zakresie $14,1 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (25-500°C) sprawiają, że stop GC Initial CAST NP jest **kompatybilny z większością dostępnych na rynku konwencjonalnych materiałów ceramicznych stosowanych do licowania na metalu**. Ponadto jest **kompatybilny z akrylowymi materiałami do licowania**. Ten jeden stop obejmuje **szeroką gamę zastosowań** - począwszy od pojedynczej korony po rozległe mosty. Stop ten ma również **zmniejszony stopień utleniania**, nawet po wielokrotnym napalaniu ceramiki, co przyczynia się do uzyskania lepszych efektów estetycznych.

Popatrz na cechy wyróżniające stop GC Initial CAST NP:

- Kompatybilny z większością ceramik stosowanych do licowania na metalu
- Znakomite własności użytkowe i bardzo drobna struktura cząsteczkowa
- Niski stopień utleniania
- Wiele zastosowań



W celu uzyskania optymalnych odlewów:

Fosforanowe masy osłaniające:

GC Fujivest® Premium i GC Fujivest II

Osiągnij doskonałą estetykę:

stosując ceramikę GC do licowania GC Initial MC lub kompozyt GC do uzupełnień pośrednich GC GRADIA PLUS



Numer katalogowy	Opis
901143	GC Initial CAST NP, 250 g EEP
901144	GC Initial CAST NP, 500 g EEP
901145	GC Initial CAST NP, 1000 g EEP



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE Spółka Akcyjna
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel. +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
poland@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

Stop GC Initial CAST NP jest zgodny z normami ISO 9693-1:2012 i ISO 22674:2006 i przeszedł test cytotoxyczności zgodnie z normą ISO 10993-5.