



Turnați cu încredere



Restaurarea
dumneavoastră prețioasă
și aliajul nostru neprețios

GC Initial[®] CAST NP

Potrivire perfectă!



GC

GC Initial CAST NP

Aliaj pentru tehnicile de stratificare a coroanelor și punților metalo-ceramice



Crearea unor coroane și punți metalo-ceramice de calitate ridicată, funcționale și estetice, depinde de mai mulți factori, dar, la fel ca și structura de bază, pornește de la metal. De aceea, GC a introdus GC Initial CAST NP, un aliaj pe bază de cobalt crom ce stabilește noi standarde din punctul de vedere al versatilității, performanței, modului de lucru și esteticii.

Încercați GC Initial CAST NP, veți fi impresionați de proprietățile tehnice excepționale și performanța optimă de turnare, ce facilitează procesarea simplă și directă.



Datorită **structurii sale moleculare extra fine**, GC Initial CAST NP produce un element turnat cu **suprafață netedă și compactă**. Aceste calități, combinate cu expansiunea termică de $14,1 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (25-500°C), fac ca GC Initial CAST NP să fie **compatibil cu majoritatea ceramicilor convenționale** pe bază de metal existente pe piață. De asemenea **este compatibil cu materialele acrilice pentru fațetare**. Acest aliaj acoperă o **gamă largă de aplicații** - începând cu coroane și până la punți cu mai multe elemente. De asemenea, aliajul are un **nivel redus de oxizi**, chiar și după arderi multiple, ceea ce determină un rezultat cu o estetică îmbunătățită.

Iată care sunt caracteristicile speciale ale lui GC Initial CAST NP:

- Compatibil cu majoritatea ceramicilor pe bază de metal
- Proprietăți excepționale de manipulare și structură moleculară extra fină
- Formare redusă de oxizi
- Indicații multiple



Pentru un rezultat optim al turnării:

Masă de ambalat pe bază de fosfat

GC Fujivest® Premium și GC Fujivest II

Obțineți o estetică superbă:

cu ceramica GC Initial MC sau compozitul pentru restaurări indirecte GC GRADIA PLUS



| Cod | Descriere |
|--------|--------------------------------|
| 901143 | GC Initial CAST NP, 250 g EEP |
| 901144 | GC Initial CAST NP, 500 g EEP |
| 901145 | GC Initial CAST NP, 1000 g EEP |



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Romania
Str. Gen. N. Dona, nr.22-24,
sc.1, et.1, ap.13, sect.1
RO - 010782 București
Tel. +40.21.313.41.53
Fax. +40.21.313.41.53
romania@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

GC Initial CAST NP este conform cu standardele ISO9693-1:2012 și ISO 22674:2006 și a trecut testele de citotoxicitate conform normei ISO 10993-5.

GC