



Vlivanje z zaupanjem

Vaše dragocene
restavracije in naša
ne-žlahtna kovina

GC Initial[®]
CAST NP

To je najboljši par!



GC

GC Initial CAST NP

Kovina za vlivanje ogrodij za prevleke in mostičke za kovinsko porcelansko tehniko



Ustvarjanje visoko kvalitetnih PFM prevlek in mostičkov je funkcionalno in estetsko odvisno od mnogo faktorjev vendar kot sama struktura, se vse začne s kovino. Zaradi tega je GC predstavil GC Initial CAST NP, kovino za vlivanje na osnovi kobalt - kroma, ki postavlja nova merila za vsestranskost, izvedbo, rokovanje in estetiko.

Poiskujte **GC Initial CAST NP** in impresionirani boste nad njenimi izjemnimi tehničnimi lastnostmi in optimalno izvedbo vlijanja, ki olajša enostavno in preprosto izdelavo.



Zaradi **zelo fine molekularne strukture** GC Initial CAST NP ustvari ulitke z **gladko in kompaktno površino**. Te kvalitete skupaj s termično ekspanzijo $14,1 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (25-500°C), naredijo GC Initial CAST NP **kompatibilen z večino najbolj uporabljenih keramik na tržišču za kovinsko-porcelansko tehniko**. Prav tako je **kompatibilen z akrilnimi materiali za fasetiranje**. Ta kovina pokriva **veliko različnih aplikacij** - vse od prevlek do več-členskih mostičkov. Kovina ima tudi **zmanjšano formiranje oksidov**, tudi po ponavljajočih pečenjih keramike zaradi česar pride do lepšega estetskega rezultata.

Pogled na GC Initial CAST NP izredne lastnosti:

- Kompatibilen z večino najbolj uporabljenih konvencionalnih keramik za kovinsko-porcelansko tehniko
- Izredne lastnosti za rokovanje in ekstra fina molekularna struktura
- Majhno formiranje oksidov
- Veliko število aplikacij



Za optimalne rezultate vlijanja:

Vložna masa na osnovi fostata

GC Fujivest® Premium in GC Fujivest II



Doseganje odlične estetike:

Z GC keramiko za fasetiranje **GC Initial MC** ali GC kompozitom za indirektno restavracije **GC GRADIA PLUS**



Številka produkta	Opis
901143	GC Initial CAST NP, 250 g EEP
901144	GC Initial CAST NP, 500 g EEP
901145	GC Initial CAST NP, 1000 g EEP

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
 GCEEO Slovenia
 Šlandrov trg 40
 SLO - 3310 Žalec
 Tel. +386.3.710.32.70
 Fax. +386.3.710.32.71
 slovenia@eeo.gceurope.com
 www.eeo.gceurope.com

GC Initial CAST NP je skladen z ISO9693-1:2012 in ISO 22674:2006 standardi in je opravil test citotoksičnosti v skladu z ISO 10993-5 standardom.