



Alkossa meg világát Initial a GC-től

Egy mindent átfogó kerámiarendszer az összes létező alkalmazáshoz

Fehérített színek

GC Initial fehérített készlet MC • GC Initial fehérített készlet LF • GC Initial
fehérített készlet Ti • GC Initial fehérített készlet AL • GC Initial fehérített készlet Zr



initial

www.gcinitial.gceurope.com

A GC Initial rendszer hat speciális kerámiából álló sorozat, mely fémm-kerámia és teljeskerámia helyreállítá-
sokhoz egyaránt használható, min-
den indikációra, bármilyen meg-
munkálási folyamat és vázanyag esetén.
A teljes GC Initial rendszerről további
információt szórólapjainkban talál.

Annak érdekében, hogy az egyedülállóan
harmonikus GC Initial színrendszerét kiter-
jesszük, illetve a nagyon világos színek trendjét
követhessük, létrehoztuk a GC Initial fehérített
színeit, melyek lehetőséget nyújtanak a
kerámiázó fogtechnikusoknak, hogy a lehető
legvilágosabb szint elérjék, az alkalmazott kerámia-
rendszerrel függetlenül.



GC



GC Initial fehérített színek

A GC Initial fehérített színek használata

A természetes zománc egyedileg reagál a fehérítő eljárásokra, ezért a színtabilitás biztosításához a translucenciát az utolsó fehérítés után hat héttel érdemes megállapítani. A GC Initial fehérített színek különleges kifejlesztéséből adódóan használhatók mind az öt GC Initial kerámiarendszerrel (lásd az alábbi táblázatot). Megjegyzendő, hogy a tökéletesen illeszkedő színű helyreállítások esetében a fehér opakert ill. opak dentint csak akkor alkalmazzuk, amikor mindössze minimális rétegzési vastagság áll rendelkezésre az eredeti fog színárnyalatának eléréséhez.

Egy moduláris rendszer

A GC Initial fehérített színek a GC Initial moduláris kerámiarendszer részét képezik, és különálló készletben hozzáférhetők. Minden egyes GC Initial fehérített készlet különböző komponenseket tartalmaz, melyek kombinálásával kiemelkedően esztétikus helyreállítások készíthetők.

A különböző készletkombinációkról részletesebb információt szórólapjainkban talál.

	GC Initial MC / LF / Ti	GC Initial AL	GC Initial Zr
Opaker Liner Vázmódosító	OM-1 Por opaker a fémsapkák leplezésére. Tisztán vagy a standard opakerekkel kombinálva használható.	BL-Lin Liner alumíniumoxid vázanyagokhoz. Magas szintű fluoreszcencia és nagyfokú nedvesíthetőség a könnyű alkalmazhatóságért.	BL-FM Vázmódosító cirkónium-dioxid vázanyagokhoz. Magas szintű fluoreszcencia és nagyfokú nedvesíthetőség a könnyű alkalmazhatóságért.
Dentin	BLD – 1 Fehérített dentin, világos (a Vita* Classical A1 dentinárnyalatnál is fehérebb)		
	BLD – 2 Fehérített dentin, fehér (a Vita* Classical B1 dentinárnyalatnál is fehérebb)		
	BLD – 3 Fehérített dentin, X-white, különlegesen fehér		
	FD-91 Fehér, magas fluoreszcenciájú opak dentin, a szubstrukturális vagy rétegzett felépítésből eredő fénytörés elfedésére, megfelelő a világosfehér mamelonstruktúrák számára		
Zománc	BL-E Standard zománcárnyalat világosfehér alap átlagos translucenciával		
	EOP-1 Nagyon világos, erősen opaleszcens zománcárnyalat enyhe hideg fehér hatással Gyakran megjelenő színhatás ismételt és / vagy nagyon erős fehérítő eljárás esetén		
Folyadék	Modelláló folyadék 2 x 25 ml		
	Opaker folyadék 1 x 25 ml		
Egyéni színekhez a Bleach Dentin, BL-E, EOP-1, FD-91 minden porral keverhető a GC Initial megfelelő készletéből. Az alábbiakban található néhány javaslat, melyek mind az öt GC Initial kerámiarendszerben hozzáférhetők utántöltőként vagy a moduláris készletek részeként.			
ODM1	fehér opak dentin		
EOP-2	tejfehér opál zománc		
EOP-3	világoskékes opál zománc		
EOP-4	világosszürke opál zománc		
EO-15/16	sárgásfehér opak zománc		
TO	opaleszcens, translucens kerámia		
CLF	fluoreszcens translucens kerámia		
ST-30	fehér, translucens schulteranyag		
SO-37	fehér, opak schulteranyag		
Minden fehérített anyag 20 g-os utántöltő tégelyben kapható			

GC EUROPE N.V.
Head Office
 Interleuvenlaan 13
 B - 3001 Leuven
 Tel. +32.16.39.80.50
 Fax. +32.16.40.02.14
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO – Hungary
 H - 1119 Budapest,
 Etele út 65.
 Tel.: +36.1.205.36.02
 Fax: +36.1.205.36.03
 hungary@eoo.gceurope.com
 www.eoo.gceurope.com