



Alkossa meg világát Initial a GC-től

Egy mindent átfogó kerámiarendszer az összes létező alkalmazáshoz

Gum Shades

GC Initial Gum Shades készlet MC • GC Initial Gum Shades készlet Zr



A GC Initial rendszer hat speciális kerámiából álló sorozat, mely fémkerámia és teljeskerámia helyreállításokhoz egyaránt használható, minden indikációra, bármilyen megmunkálási folyamat és vázanyag esetén. A teljes GC Initial rendszerről további információt szórólapjainkban talál.

initial

www.gcinitial.gceurope.com

A GC Initial-lal készülő még esztétikusabb és még természetesebb gingivális helyreállításokhoz az Initial moduláris kerámia sorozata néhány csúcsminőségű ínyszínt is tartalmaz. Initial MC és GC Initial Zr Gum Shades kiegészítő készletek a magas esztétikumú gingivális helyreállítások által támasztott minden követelményt kielégítenek - az ínnybe történő természetesen szép átmenetért és a korlátlan kreativitásért.



GC



GC Initial Gum Shades:

GC Initial Gum Shades készlet MC • GC Initial Gum Shades készlet Zr

Mialatt az esztétikus implantációs szuprastruktúrák iránti kereslet folyamatosan nő, a fogtechnikusok egyre inkább a lágyszövetet mintázó, egyénileg karakterizálható kerámiákra vágnak. Azért, hogy a fogtechnikusok számára lehetővé tegyék a koronaszél ínybe történő élethű átmenetét, a GC Initial kerámiarendszer három felhasználóbarát GC Initial Gum Shades készletből áll.

Az új gingiva színű anyagokat kifejezetten az implantációs szuprastruktúrák ill. korona- és hídfelépítmények területén történő felhasználásra fejlesztették ki.

Az anyagok ezzel egyidőben a bizonyított GC Initial koncepciót is követik:

“Egy színrendszer – egy rétegzési technika”



Minden kép MDT Mike Richter, Németország hozzájárulásával

Láthatatlan átmenetek – természetes harmónia

Bármely gingivális jellemző – bármilyen specifikus is - tökéletesen reprodukálható az öt keverhető, a természetessel megegyező gingivális árnyalattal. Ugyanúgy, mint a leplező technikánál, az egyes lépések könnyedén elkülöníthetők a különböző kitüzelések között, az indikáció és a személyes munkamódszerek függvényében.

GC Initial MC Gum Shades készlet, paszta opaker
GC Initial MC Gum Shades készlet, por opaker

A GC Initial Gum Shades készlet két változatban: paszta vagy por opaker formájában kapható, öt árnyalatban: alap világos, alap sötét, intenzív ibolya, intenzív krém és intenzív vörös.

A GC Initial Zr Gum Shades készlet

A GC Initial Zr Gum Shades készlet az opak anyag helyett FM-5 cirkónium vázmódosítót tartalmaz.

Természetesen minden ínyárnyalat külön-külön is kapható.

Technikai adatok:

Tulajdonságok	GC Initial MC	GC Initial Zr
Dentinégetés (°C)	890	810
HTE (25-500°C; 10 ⁻⁴ xK ⁻¹)	2./4. égetés 13.1/13.3	2./4. égetés 9.4/9.4
Transzformációs hőmérséklet (°C)	575	550
Oldékonyság (µg/cm ²)	25	12
Sűrűség (µg/cm ²)	2.52	2.43
Rugalmasági szilárdság (Mpa)	84	90
Szakítószilárdság (Mpa)	50	-
Átl. részecskeméret (µm; D 50%)	25	21.5

A GC Initial MC és a GC Initial Zr megfelel az EN ISO 9693:2000 szabványnak (A feltüntetett technikai/fizikai értékek belső vizsgálatok eredményeit tükrözik.)

GC EUROPE N.V.

Head Office

Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GC EEO – Hungary

H - 1119 Budapest,
Etele út 65.
Tel.: +36.1.205.36.02
Fax: +36.1.205.36.03
hungary@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

