



# GC Initial™ IQ SQIN Poeders



Deze kleurenkaart is enkel bedoeld als referentie. De "Form & Texture" liquid is een specifieke vloeistof, dewelke uitsluitend kan gebruikt worden in combinatie met SQIN poeders.

# GC Initial™ IQ SQIN Poeders



QIN keramiek is een verfijnde mix van op de veldspaat gebaseerd glas, specifiek voor het IQ ONE SQIN Concept - een opschilder-  
bare kleur- en vorm techniek voor de esthetische realisatie van monolitische of buccaal minimaal gereduceerde structuren uit zirkoni-  
um of lithium disilicaat, bvb. GC Initial Lisi Press en GC Initial Zirkonia Disk.

Gelieve voor meer tips en tricks de specifieke GC Initial IQ ONE SQIN technische handleiding te consulteren.

| V-Shade              |   | A1                   | A2  | A3  | A3.5 | A4  | B1     | B2  | B3  | B4  | C1                   | C2  | C3  | C4  | D2     | D3  | D4  |  |
|----------------------|---|----------------------|-----|-----|------|-----|--------|-----|-----|-----|----------------------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|--|
| Dentin Body Shades   | 4 | Body A               |     |     |      |     | Body B |     |     |     | Body C               |     |     |     | Body D |     |     |  |
| Enamel               | 4 | E58                  | E58 | E59 | E59  | E60 | E57    | E59 | E59 | E59 | E60                  | E59 | E59 | E60 | E60    | E59 | E59 |  |
| Transpa Opal Booster | 1 | TO Booster           |     |     |      |     |        |     |     |     |                      |     |     |     |        |     |     |  |
| Bleach               | 2 | BL-D (Bleach Dentin) |     |     |      |     |        |     |     |     | BL-E (Bleach Enamel) |     |     |     |        |     |     |  |

