


# GC Initial™ IQ SQIN porok



Ez a táblázat csak tájékoztató jellegű.  
A „Form & Texture” folyadék egy speciális és dedikált folyadék, amelyet csak az SQIN porokkal lehet használni.

# GC Initial™ IQ SQIN porok



A SQIN kerámia földpát alapú üvegkerámiák finomított keveréke, melyet az Initial IQ ONE SQIN Concept számára alkottak meg – amely koncepció egy festhető szín és forma kerámia technikát takar, monolitikus vagy bukkálisan minimálisan redukált cirkónium dioxidból vagy lítium-diszilikátból (mint például GC Initial LiSi Press és GC Initial Zirconia Disk) készült fogászati vázak esztétikus befejezéséhez. További tippekért és trükkökért kérjük olvassa el a GC Initial IQ ONE SQIN Technikai Útmutatót.

|                      |   |            |     |     |      |     |        |     |     |     |        |     |     |        |     |     |     |
|----------------------|---|------------|-----|-----|------|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|
| V-színek             |   | A1         | A2  | A3  | A3.5 | A4  | B1     | B2  | B3  | B4  | C1     | C2  | C3  | C4     | D2  | D3  | D4  |
| Dentin Body színek   | 4 | Body A     |     |     |      |     | Body B |     |     |     | Body C |     |     | Body D |     |     |     |
| Zománc               | 4 | E58        | E58 | E59 | E59  | E60 | E57    | E59 | E59 | E59 | E60    | E59 | E59 | E60    | E60 | E59 | E59 |
| Transpa Opal Booster | 1 | TO Booster |     |     |      |     |        |     |     |     |        |     |     |        |     |     |     |

|            |   |                      |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Fehéřített | 2 | BL-D (Bleach Dentin) |  |  |  |  |  |  |  | BL-E (Bleach Enamel) |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|

