



Cree su propio mundo con **Initial** de **GC**.



El completo sistema de cerámica apto para todas las indicaciones

Blanqueadores

GC Initial Bleach Set MC • GC Initial Bleach Set LF • GC Initial Bleach Set Ti
GC Initial Bleach Set AL • GC Initial Bleach Set Zr



initial

www.gcinitial.gceurope.com

El completo sistema de cerámica para todas las indicaciones.

El sistema Initial GC consiste en una serie de seis cerámicas específicas que pueden utilizarse para realizar restauraciones de metal-cerámica y restauraciones solamente de cerámica para cualquier indicación, utilizando cualquier proceso de fabricación y estructura. Consulte nuestro folleto si desea más información sobre todo el sistema Initial GC.

Para ampliar el sistema único armonizado de colores de GC Initial y seguir la tendencia hacia colores de dientes muy claros, GC ha introducido GC Initial Bleach Shades, un conjunto único de colores que le permite conseguir incluso los colores más claros con independencia del sistema de restauración de cerámica que utilice.



GC

GC Initial Bleach Shades

Cómo utilizar GC Initial Bleach Shades

El esmalte natural reacciona de forma diferente en cada caso a los tratamientos blanqueadores, por lo que se debe realizar una evaluación de la translucidez seis semanas después del último blanqueamiento para garantizar la estabilidad del color. Se han desarrollado expresamente los blanqueadores GC Initial Bleach Shades para que se puedan utilizar con los cinco sistemas cerámicos de GC Initial (véase la tabla que figura más abajo). Conviene señalar que, cuando se trata de restauraciones combinando colores, solo se debe aplicar dentina opaca blanca / dentina opaca cuando hay un grosor mínimo de capas para respetar el color original de los dientes.

Un sistema modular

Los blanqueadores GC Initial Bleach Shades forman parte del sistema modular de cerámicas GC Initial y están disponibles como estuches independientes. Cada estuche GC Initial Bleach Set contiene diferentes componentes y, combinándolos, podrá conseguir resultados cada vez más estéticos en sus restauraciones.

Para obtener información más detallada sobre las combinaciones de los distintos juegos, solicite nuestro folleto.

	GC Initial MC / LF / Ti	GC Initial AL	GC Initial Zr
Opaque Base Modificador de estructuras	OM-1 Powder Opaque para ocultar estructuras metálicas y se puede utilizar solo o combinado con otros productos opacos estándar.	BL-Lin Base para materiales de estructura de óxido de aluminio. Tiene un gran nivel de fluorescencia y una humectabilidad elevada para su fácil aplicación.	BL-FM Modificador de estructura de óxido de zirconio. Tiene un gran nivel de fluorescencia y una humectabilidad elevada para su fácil aplicación.
Dentina	BLD – 1 Blanqueador claro de la dentina (más blanco que el color para dentina de Vita* Classical A1).		
	BLD – 2 Blanqueador blanco de la dentina (más blanco que el color para dentina de Vita* Classical B1).		
	BLD – 3 Blanqueador para dentina extra blanco, blanco extremo.		
	FD-91 Dentina opaca blanca con alta fluorescencia. Para cubrir la refracción de la luz procedente de subestructuras / reconstrucción de capas. Es apropiada para estructuras brillantes de blanco Mamelon.		
Esmalte	BL-E Color estándar de esmalte. Base blanca clara con un nivel medio de translucidez.		
	EOP-1 Color de esmalte muy opalescente y brillante con un leve efecto blanco frío. Efecto de color muy frecuente con tratamientos repetidos o tratamientos blanqueadores muy potentes.		
Líquidos	Líquido de modelar, 2 x 25 ml		
	Líquido opaco, 1 x 25 ml		
Para obtener colores personalizados, Bleach Dentin, BL-E, EOP-1, FD-91 se pueden mezclar con todos los polvos del correspondiente producto GC Initial. A continuación, se indican algunas recomendaciones. Están disponibles para los cinco sistemas de cerámica GC Initial como reposición o como parte de estuches modulares.			
ODM1	Dentina opaca blanca		
EOP-2	Esmalte opalescente blanco leche		
EOP-3	Esmalte opalescente de color azulado claro		
EOP-4	Esmalte opalescente gris claro		
EO-15/16	Esmalte opaco blanco amarillento		
TO	Cerámica translúcida opalescente		
CLF	Cerámica translúcida fluorescente		
ST-30	Material para hombros translúcido y blanco		
SO-37	Material para hombros opaco y blanco		
Todos los blanqueadores están disponibles en reposiciones de 20 g.			

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B – 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
Sucursal Ibérica
Edificio Codesa 2
Playa de las Americas, 2, 1º, Of. 4
ES - 28230 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
info@spain.gceurope.com
www.spain.gceurope.com