



Twórz swój świat z **Initial** firmy **GC.**

Jeden system ceramiczny do wszystkich wskazań

Odcienie wybielone

GC Initial Bleach zestaw MC • GC Initial Bleach zestaw LF • GC Initial Bleach zestaw Ti
GC Initial Bleach zestaw AL • GC Initial Bleach zestaw Zr



initial

www.gcinitial.gceurope.com

System GC Initial składa się z sześciu wyspecjalizowanych linii ceramik do wszystkich typów uzupełnień metaloceramicznych i pełnoceramicznych wykonywanych z zastosowaniem różnych procedur wytwarzania i różnych materiałów na podbudowy.

Aby rozszerzyć jedyny w swoim rodzaju zharmonizowany system odcieni GC Initial i w odpowiedzi na trend do zębów w bardzo jasnych kolorach, GC wprowadziła GC Initial Bleach Shades - unikalny zestaw kolorów, który umożliwia technikom odtworzenie nawet najjaśniejszego koloru zęba w każdym systemie uzupełnień ceramicznych.



GC

Odcienie wybielone GC Initial

Jak stosować odcienie wybielone GC Initial

Ponieważ naturalne szkliwo reaguje indywidualnie na wybielanie, ocena przezierności powinna nastąpić sześć tygodni po ostatnim etapie wybielania, gdy odcień koloru zęba będzie ustabilizowany. Odcienie wybielone GC Initial zostały specjalnie opracowane do stosowania z pięcioma liniami ceramiki GC Initial (patrz tabela poniżej). Należy pamiętać, że w przypadku uzupełnień wiernie oddających kolor, masy białego opakera czy też opakdentyny mogą być nakładane tylko wtedy, gdy możliwe jest uzyskanie minimalnie cienkiej warstwy uwzględniającej nasycenie barwy naturalnego zęba.

System modułowy

Odcienie wybielone GC Initial są częścią modułowego systemu ceramiki GC Initial i są dostępne jako oddzielne zestawy. Każdy zestaw odcieni wybielonych GC Initial zawiera różne komponenty, przy użyciu których możliwe staje się uzyskanie najbardziej zaawansowanej estetyki uzupełnień.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące zawartości zestawów dostępne są w broszurach do poszczególnych produktów.

	GC Initial MC / LF / Ti	GC Initial AL	GC Initial Zr
Opaker Podkład Modyfikator podbudowy	OM-1 Opaker w proszku do pokrycia powierzchni metalu, może być użyty samodzielnie lub w połączeniu z opakem standardowym	BL-Lin Podkład na podbudowę z tlenku glinu. Ma wysoki poziom fluorescencji i optymalną zwilżalność umożliwiającą łatwą aplikację	BL-FM Modyfikator do podbudowy z tlenku cyrkonu. Ma wysoki poziom fluorescencji i optymalną zwilżalność umożliwiającą łatwą aplikację
Dentyna	BLD – 1 Dentyna wybielona jasna (bardziej jasna niż klasyczny odcień dentyny A1 Vita*)		
	BLD – 2 Dentyna wybielona biała (bielsza od klasycznego odcienia dentyny B1 Vita*)		
	BLD – 3 Dentyna wybielona extra biała		
	FD-91 Biała opakdentyna o wysokim stopniu fluorescencji. Do ukrycia załamania światła w podbudowie / odbudowie warstwowej. Odpowiednia na rozjaśnione białe struktury mamelonów.		
Szklivo	BL-E Standardowy odcień szkliwa. Jasnobiały z przeciętnie występującym stopniem przezierności		
	EOP-1 Bardzo rozjaśniony, silnie opalizujący odcień szkliwa z lekkim efektem zimnego światła. Często występujący efekt koloru po wielokrotnym lub silnym wybielaniu.		
Płyny	Płyn do modelowania 2 x 25 ml		
	Płyn do opakera 1 x 25 ml		
By uzyskać indywidualne odcienie barwne masy dentyny wybielonej oraz masy BL-E, EOP-1 i FD-91 mogą być mieszane ze wszystkimi proszkami mas odpowiadającego im asortymentu GC Initial - pomocna w tym może być poniższa tabela uwzględniająca kilka zaleceń. Są one dostępne we wszystkich systemach ceramiki GC Initial jako uzupełnienia lub w zestawach modułowych.			
ODM1	biała opakdentyna		
EOP-2	mleczno-białe szkliwo z efektem opalescencji		
EOP-3	lekko sinawe szkliwo z efektem opalescencji		
EOP-4	jasnoszare szkliwo z efektem opalescencji		
EO-15/16	żółtawo-białe szkliwo nieprzeziernie		
TO	przezierna ceramika z efektem opalescencji		
CLF	przezierna ceramika z efektem fluorescencji		
ST-30	biała, przezierna masa na stopień		
SO-37	biała, nieprzezierna masa na stopień		
Wszystkie odcienie wybielone są dostępne jako uzupełnienia w 20 g butelkach			

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B – 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Poland
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel. +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
poland@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com