

Овладейте литиево дисиликатните предизвикателства

Чрез Initial LiSi, GC предлага високо естетична фелдшпатна керамика за фасети, адаптирана към светлинната динамика на литиевия дисиликат. С този тип основи, набиращи популярност, GC вече предлага решение за високо-естетични и надеждни възстановявания за дълготрайно удовлетворение на пациентите.

GC Initial LiSi се характеризира с прецизно адаптиран коефициент на термично разширение (KTP), ниски температури на изпечане и максимална стабилност дори след няколко изпечания. Но Initial LiSi най-много ще Ви впечатли с отличната си естетика върху литиево дисиликатната основа, особено по отношение на оптичната динамика.

Новата специална керамика за фасети може да се използва както чрез индивидуално наслояване, така и чрез cut-back техника, следвайки доказалата се концепция на керамиката Initial – One shade system – One layering technique.

Ако искате да стигнете дори по-далеч, пълната анатомична форма може да се подчертава чрез оцветяване посредством GC Initial Lustre Pastes NF.



Всички предимства от пръв поглед

Висока стабилност на изпечане, дори след многократно печене



Без загуба на якост



Фелдшпатна керамика с оптимизирана кристална структура, водеща до по-естетични оптични ефекти, предлагайки великолепна истинска естетика



Специално създадена и адаптирана за светлинната динамика на литиево дисиликатните основи



Разнообразието от специални прахове Fluo Dentins (FD) предлага естествена флуоресценция, запазвайки същевременно правилния баланс на яркостта и INsides (IN), които са комбинация от интензивност на цвета и флуоресценция в един прах.



Incisal праховете като Enamel Opal (EOP), Translucent Modifiers (TM) или Clear Fluorescent (CL-F) са адаптираны да разсейват околната светлина, предлагайки естествен изглед.

Нисък обхват на температурата на изпечане и точно пасващи кръстосани коефициенти на термично разширение



Цялостна цветова и послойна система, следваща доказалата се био-естетична цветова концепция на Initial



Бързи, естетични и икономични резултати

Независимо дали ползвате cut-back техника, индивидуално наслояване или монолитна техника на оцветяване, GC Initial LiSi систематично предлага правилните средства да приключите на време.



- Модулен подход: комплект за Начинаещи и Напреднали
- Перфектно съвместима с IQ Lustre Pastes NF, предлагащи решение за вътрешно/външно оцветяване и блесък



Овладейте всички Ваши
ЛИТИЕВО ДИСИЛИКАТНИ
предизвикателства с
Initial LiSi от GC





initial LiSi от GC

Овладейте
литиево дисиликатните
предизвикателства

GC Initial LiSi - Перфектният избор за
овладяването на всички предизвикателства

GC Initial LiSi Основен комплект



Съдържание на комплекта:

GC Initial LiSi, Dentin, D-A1/D-A2/D-A3/D-B1/D-B2/D-C2, 20 g
 GC Initial LiSi, Enamel, E-57/E-58/E-59/E-60, 20 g
 GC Initial LiSi, Clear Fluorescence, CL-F, 20 g
 GC Initial LiSi, Translucent, TN/TO, 20 g
 GC Initial LiSi, Bleach Dentin, BLD-2, 20 g
 GC Initial LiSi, Bleach Enamel, BL-E, 20 g
 GC Initial LiSi, Translucent Modifier, TM-01/TM-05, 20 g
 GC Initial AL,Zr,Ti / INvivo-INsitu Glaze, GL, 10 g, LiSi
 GC Initial AL,Zr,Ti / INvivo-INsitu Glaze Liquid, 25 ml, LiSi
 GC Initial LiSi, Моделажна течност, 50 ml
 GC Initial LiSi Разцветка
 GC Initial LiSi Техническо ръководство

GC Initial LiSi Комплект за напреднали



Съдържание на комплекта:

GC Initial LiSi, Enamel Occlusal, EO-15, 20 g
 GC Initial LiSi, Fluo-Dentin, FD-91/FD-92/FD-93, 20 g
 GC Initial LiSi, Enamel Opal, EOP-2/EOP-3/EOP-4, 20 g
 GC Initial LiSi, Cervical Translucent, CT-22/CT-23/CT-24/CT-25, 20 g
 GC Initial LiSi, INside, IN-41/IN-42/IN-43/IN-44/IN-45/IN-46/
 IN-47/IN-48/IN-49/IN-50/IN-51, 20 g
 GC Initial LiSi, Моделажна течност, 50 ml

GC Initial Lustre Pastes NF Комплект V-цветове



- 5 Основни цвята за постигане на V-цветове възстановяване по най-лесен начин.
- 9 цвята за напреднали, за да разкриете артистичната си страна и да нарисувате бели петна, декалцификации, линии и покривки.

Снимките са любезно предоставени от:
 Michael Brüscher, Германия | Joshua Polansky, САЩ | Djemal Ibraimi, Швейцария | Simone Maffei, Италия | Javier Tapia, Испания

GC EUROPE N.V.

Head Office
 Researchpark Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B - 3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GC EEO - Bulgaria
 BG - София 1202
 ул. "Будапеша" 92, ап. 4-3
 Тел. +359.2.983.30.30
 Факс. +359.2.858.31.37
bulgaria@eo.gceurope.com
www.eo.gceurope.com