

Onlej a overlej od A po Z

Inteligentné riešenia od GC pre Vaše čiastočné nepriame náhrady





Inteligentné riešenia pre čiastočné nepriame náhrady

1. PREPARÁCIA

2. VÝBER MATERIÁLU

1. Preparácia od A po Z



Inteligentné tipy pre Vašu preparáciu:

- ✓ Okamžité zapečatenie dentínu pomocou **G2-BOND Universal** alebo **G-Premio BOND** ochráni dentín pred kontamináciou, eliminuje pooperačnú citlivosť a zvýši pevnosť väzby.
- ✓ Vyplňte podbiehavé miesta pomocou **everX Flow**, aby ste zachovali a posilnili zostávajúcu štruktúru zuba.
- ✓ V prípade potreby vykonajte hlbokú eleváciu okrajov pomocou **G-ænial Universal Injectable**.
- ✓ Rýchlo a efektívne ochráňte preparovaný zub pomocou provizórnych materiálov na korunky a mostíky **Tempsmart DC** alebo **Revotek LC**.

* Kompletné pokyny na preparáciu nájdete v návode na použitie príslušných materiálov.

2. Výber materiálu od A po Z

Použite **Initial LiSi Block**,
plne kryštalizovaný lítium disilikátový blok pre:



- ✓ obnovu zubov s narušenou štruktúrou (praskliny, veľké defekty, chýbajúce viaceré zubné hrbolčeky)
- ✓ keramických antagonistov
- ✓ dospelých pacientov

Použite **CERASMART270**,
hybridný keramický blok pre:



- ✓ obnovu zubov s nenarušenou štruktúrou (menšie defekty)
- ✓ pacientov s bruxizmom
- ✓ mladších pacientov



Initial LiSi Block overlej na zube 36

S dovolením Dr. Pierra Dimitrova, Bulharsko

3. KONEČNÁ ÚPRAVA A FARBENIE

4. CEMENTOVANIE

3. Konečná úprava a farbenie od A po Z



Initial LiSi Block

Rýchle, jednoduché a estetické:

Leštenie

- ✓ Štandardné leštiace kotúče

ALEBO Charakterizácia

Initial LiSi Block

- ✓ Pridajte farbu, fluorescenciu a glazúru pomocou **Initial IQ Lustre Pastes ONE**

CERASMART270

- ✓ Farbenie a glazúrovanie pomocou **OPTIGLAZE color**



CERASMART270

4. Cementovanie od A po Z

Nepriame čiastočné zadné náhrady s nízkou retenciou a viditeľnými okrajmi si vyžadujú produkt pre cementovanie s vysokou pevnosťou väzby, odolnosťou proti opotrebovaniu a farebnou stálosťou.

Univerzálny cement **G-CEM ONE** je Vašou prvou voľbou na cementovanie pri týchto indikáciách.

Používajte ho s **G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer** alebo **G-Premio BOND**, keď je potrebná dodatočná adhézia.

Ak preparácia (napr. v prípade overleje) poskytuje dostatočnú retenciu/odolnosť, tento krok môžete úplne vynechať.



Initial LiSi Block overlej na zube 37 cementovaná pomocou G-CEM ONE a G-CEM ONE AEP
S dovolením Dr. Riccarda Tempestu, Taliansko



Onlej a overlej od A po Z



NASKENUJTE SI PRE ZÍSKANIE PODROBNÝCH INFORMÁCIÍ KROK ZA KROKOM

1. PREPARÁCIA



G-Premio BOND

Jednozložkový univerzálny svetlom tuhnutí adhezívny systém

G2-BOND Universal

Dvojzložkový univerzálny svetlom tuhnutí adhezívny systém



everX Flow

Zatekavý kompozit zosilnený sklenými vláknami určený pre náhradu dentínu

G-aenial Universal Injectable

Vysoko pevný kompozit pre výplne

2. VÝBER MATERIÁLU



Initial LiSi Block

Lítium disilikátový CAD/CAM blok pre riešenia pri kresle



CERASMART270

CAD/CAM hybridný keramický blok absorbujúci silu

3. KONEČNÁ ÚPRAVA A FARBENIE



Initial IQ Lustre Pastes ONE

Trojrozmerná dofarbovacia keramická hmota a glazúra



OPTIGLAZE color

Svetlom tuhnuća lakovacia hmota s nano-plnivami pre kompozity

4. CEMENTOVANIE



G-CEM ONE System

Samoadhezívny živicový cement s AEP primerom



G-CEM ONE Universal System

Samoadhezívny živicový cement s G-Premio Bondom

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Slovakia
Raková 1441
SK - 023 51 Raková / Čadca
Tel. +421.911.570.999
Fax. +421.414.000.264
info.slovakia@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/sk-SK>