




High Translucency (HT)




Medium Translucency (MT)




Low Translucency (LT)



Low Translucency - One Body Concept (LT-IQ)



Medium Opacity (MO)



Einzigartige Ästhetik in
4 Transluzenzen erhältlich



HT (Enamel Ersatz)

Beste Transparenz passend zum natürlichen Zahnschmelz, sieht im Mund nicht dunkel aus (Grauwert).

MT (Pressen & Färben)

V-Shade-Linie mit warmen Farben aus der GC Initial Familie der Keramikmaterialien.

LT (Stain oder layer)

Geringe Transluzenz, für V-Farben, ideal für die Maltechnik oder Cut-Back Schichtung mit GC Initial LiSi.

LT-IQ (One Body Concept A, B, C, D oder Layer)

Kompakte Farbpalette nach dem GC Initial IQ - One Body Concept.

MO (Layering)

Dank der starken Fluoreszenz können beim Verblenden mit GC Initial LiSi naturgetreue Farben reproduziert werden.



Farbauswahl

- Einfache Farbauswahl
- Kostenreduktion
- Abgestimmt auf individuelle, hochästhetische Schichttechniken

Transluzenz-grad	Bleach			A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
HT	HT-EXW	BLE+	HT-BLE	HT-E58		HT-E59		HT-E60	HT-E57	HT-E59			HT-E60	HT-E59		HT-E60		HT-E59	
MT	MT-B00	B0+	MT-B0	MT-A1	MT-A2	MT-A3	MT-A3,5	MT-A4	MT-B1	MT-B2	MT-B3	MT-B4	MT-C1	MT-C2	MT-C3	MT-C4	MT-D2	MT-D3	MT-D4
LT	LT-B00	B0+	LT-B0	LT-A1	LT-A2	LT-A3	LT-A3,5	LT-A4	LT-B1	LT-B2	LT-B3	LT-B4	LT-C1	LT-C2	LT-C3	LT-C4	LT-D2	LT-D3	LT-D4
LT-IQ				LT-A				LT-B				LT-C				LT-D			
MO	MO-0			MO-1		MO-2		MO-1		MO-2		MO-1				MO-2			

