

GC Initial™ LRF KERAMIČNI BLOK

Keramični bloki za ordinacijsko delo zobozdravnikov in zobnih tehnikov za CEREC®/inlab in UNIVERZAL.

Na voljo pakiranja

Pet V-barv v visoki in nizki translucenci, ena beljena barva; na voljo v treh velikostih

GC Initial™ LRF BLOCK, 5 kom		
CEREC®/inlab	UNIVERZAL	Barva/translucenca in velikost
876501	876551	A1-HT-12
876502	876552	A1-HT-14
876503	876553	A1-HT-14L
876504	876554	A1-LT-12
876505	876555	A1-LT-14
876506	876556	A1-LT-14L
876507	876557	A2-HT-12
876508	876558	A2-HT-14
876509	876559	A2-HT-14L
876510	876560	A2-LT-12
876511	876561	A2-LT-14
876512	876562	A2-LT-14L
876513	876563	A3-HT-12
876514	876564	A3-HT-14
876515	876565	A3-HT-14L
876516	876566	A3-LT-12
876517	876567	A3-LT-14
876518	876568	A3-LT-14L

GC Initial™ LRF BLOCK, 5 kom		
CEREC®/inlab	UNIVERZAL	Barva/translucenca in velikost
876519	876569	A3.5-HT-12
876520	876570	A3.5-HT-14
876521	876571	A3.5-HT-14L
876522	876572	A3.5-LT-12
876523	876573	A3.5-LT-14
876524	876574	A3.5-LT-14L
876525	876575	B1-HT-12
876526	876576	B1-HT-14
876527	876577	B1-HT-14L
876528	876578	B1-LT-12
876529	876579	B1-LT-14
876530	876580	B1-LT-14L
876531	876581	BL-12
876532	876582	BL-14
876533	876583	BL-14L

GC Initial™ LRF Glazurna pasta & tekočina	
876590	Glazurna pasta & tekočina



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Slovenia
Ulica Talcev 1a
SLO - 3310 Žalec
Tel. +386.3.710.32.70
Fax. +386.3.710.32.71
slovenia@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

Z O L F S I 12 25 06 / 17

Hiter, močan, prekrasen

GC Initial™ LRF BLOCK

Z leuciti ojačani
feldšpatski CAD/CAM
keramični blok za polno-
keramične indirektno
restavracije



GC Initial™ LRF KERAMIČNI BLOK


Z leuciti ojačani feldšpatski CAD/CAM keramični blok za polno-oblikovane, polno-keramične indirektno restavracije:

- Solo anteriorne in posteriorne prevleke - delne ali celotne
- Inleji/onleji
- Luske
- Endo prevleke na molarjih

Keramični bloki za ordinacijsko delo zobozdravnikov in zobnih tehnikov za CEREC /Inlab in UNIVERZAL.


Trdnost

- Najboljše iz obeh svetov - združuje kvaliteto visoko in nizko-trdnostnih CAD/CAM keramičnih blokov
- Initial™ LRF je močnejši kot klasični feldšpatski steklasto keramični blok



- Najvišja stabilnost proti zlomu & pregibna trdnost v svoji kategoriji, ne glede ali je poliran ali glaziran

- Visoka gostota kompaktnih keramičnih blokov
- Manj tveganja za »chipping«



- Ekstremno gladka površina takoj po rezkanju
- Ni potrebe po pečenju, da bi dosegli odlične fizikalne lastnosti



Ekstremno gladka površina po rezkanju s perfektnimi marginalnimi oblikami

Fotografije z dovoljenjem MDT M. Brusch, Nemčija /Quini. M., Španija


Estetika

- Enostavno poliranje s konvencionalnimi ročnimi in mehničnimi orodji
- Ročno poliranje hitro naredi odličen sijaj in estetiko



- Naravni kameleonski učinek za optimalno integracijo barve

- Naravna analogna svetlobna dinamika z odlično uravnoteženo translucenco, fluorescenco in opalescenco



- Posebej za glazuro namenjena pasta za pečenje keramike
- Glaziranje in pečenje traja dlje, a ponuja več možnosti individualizacije



Dosledno globok sijaj v fisurah, brez poliranja

Klinični primer



Prvi zgornji kočnik (26) ima neustrezno amalgamsko restavracijo. Odličitev za keramično restavracijo direktno s CAD/CAM

Preparacija kavitete, ki sledi vsem »polno keramičnim« kriterijem

GC Initial LRF keramični blok takoj po rezkanju

Kontakt, okluzija, pozicija, anatomija se finalizirajo intraoralno

Kompozitno cementiranje z uporabo G-CEM LinkForce

Končni rezultat z inlejem na mestu po glaziranju (brez karakterizacije v tem primeru)

Hitro in enostavno rokovanje - samo rezkanje, poliranje in cementiranje