

Győzzön le minden kihívást



Szépség
vörösben és fehérben

initial

GC Initial®
IQ Lustre
Pastes NF
a GC-től,
az univerzális,
3D-festhető kerámia

GC

Győzzön le minden kihívást az Initial segítségével a GC-től



A **Lustre Pastes NF** a GC-től, az **egyedülálló, 3D-festhető kerámia**, mely **esztétikumot** kölcsönöz minden munkájának... egy egyszerű festéssel.

A továbbiakban már nem lesz szüksége összetett rétegezésre vagy extra égetésekre ahhoz, hogy elérje a **felülmúlhatatlan vitalitást** és a **természetes fényt** az összes restaurációhoz. A (finom kerámiaszemcsékből álló) Lustre Pastes NF lazúrpaszták olyan lépéseket kínálnak, melyekkel a korona- vagy hídmunkáit befejezheti úgy, hogy azok egyediek legyenek, függetlenül az alkalmazott kerámia típusától.

Meg kellene változtatnia a színt, a világosságot, a szürkeséget vagy a felület fényességét a rétegezett korona- vagy hídmunkájánál? A Lustre Pastes NF lazúrpasztákat az összes GC Initial kerámián használhatja.



Keresi, hogy miként tehetné vitálisabbá a monolitikus CAD/CAM technológiával készült munkáit? A Lustre Pastes NF lazúrpaszták megoldást nyújtanak az összes esetre.



Ha jobban szereti préselni a kerámiát... kezdje el akár a GC Initial IQ - One Body, Press-over-Metal vagy a Press-over-Zircon rendszerekkel, és végezetül karakterizálja a festékekkel.



Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy individualizálja korona- vagy hídmunkáit, ÉS segít létrehozni egy élethű átmenetet a koronaszél és a gingiva között... egy egyszerű festéssel.



Fessen esztétikumot a kerámiára
a Lustre Pastes NF
lazúrpasztákkal a GC-től,
vöröset és fehérret egyaránt




Lustre Pastes NF Gum shades, ínyszínűk

Minden, amire szüksége lehet ahhoz, hogy élethű átmenetet készítsen a koronaszél és az íny között néhány könnyű lépésben.

Az 5 egyedi ínyszínű lazúrpaszta lehetővé teszi az egyedi természetes ínyszínűk, a természetes harmónia létrehozását. A 4 bekeverhető Gum Modifikáló nem szab határokat kreativitásának, segítségével a legkényesebb íny esetet is megoldhatja probléma nélkül.

A Lustre Pastes NF Gum Shades lazúrpaszták válogatott, nem fluoreszcens, rózsaszínű kerámiaszemcséket tartalmaznak, melyek tökéletesen visszaadják a természetes íny látványát.




Lustre Pastes NF V-színek

A kívánt V-szín elérhető a megfelelő Lustre Pastes NF lazúrpaszta alkalmazásával, színválaszték: "Body A - D". Ez az eljárás, mely két percnél többet nem vesz igénybe, mindent tartalmaz mely a V-szín létrehozásához szükséges. Mesterként könnyedén használhatja a többi kínálgató színt is, ezekkel már kimagasló esztétikumot érhet el.

A Lustre Pastes NF lazúrpasztákkal könnyedén módosíthatja a hagyományos kerámia korona- vagy hídmunkáját. A világosság, a fényesség és a szín megváltoztatása még soha nem volt ennyire egyszerű!

A leggyorsabb megoldás a monolitikus cirkónium-dioxid munkákhoz.



Két rendszer - Egy megközelítés

Fessen **vörös** és fehér esztétikumot



A restaurációk tökéletes befejezése



A kívánt V-szín elérhető a megfelelő Lustre Pastes NF lazúrpaszta alkalmazásával, színválaszték: "Body A - D". Ez az eljárás, mely két percnél többet nem vesz igénybe, mindent tartalmaz, ami a V-szín létrehozásához szükséges. Mesterként könnyedén használhatja a többi kínálózó színt is, ezekkel már kimagasló esztétikumot érhet el.



Alap



A Body színek applikálása



A végső restauráció színe és fénye

A Lustre Pastes NF lazúrpasztákkal könnyedén módosíthatja a hagyományos kerámia korona- vagy hídmunkáját. A világosság, a fényesség és a szín megváltoztatása még soha nem volt ennyire egyszerű!



Fényesség



Szín



Világosság

Érje el a legkiválóbb esztétikai eredményt a Lustre Pastes NF lazúrpasztákkal, visszakaparásos technikával, préselt vagy rétegezett munkák esetén is. A Lustre Pastes NF lazúrpasztákkal történő festést követő utolsó simításként használjon CL-F masszát a magas transzklucenciáért vagy az opál/incizális masszákat.



Visszakaparás



A lazúrpaszták alkalmazása



Opál/Incizális masszák




Végeredmény

a leggyorsabb megoldás a monolitikus cirkónium-dioxid munkákhoz





- Széles hőtágulási együttható (CTE) tartomány - annak érdekében, hogy az egész GC Initial kerámia rendszerrel, valamint majdnem az összes egyéb kerámiával és porcelán fogakkal is használhassa.
- Nincsen szükség összetett rétegezésre vagy extra égetésekre. Gyors – Egyszerű – Biztos. Használatra kész paszták, finoman tixotropikus tulajdonsággal a könnyű és precíz applikáció érdekében.
- A hígító és frisztó folyadékok a lehető legtovább biztosítják az optimális konzisztenciát.



GC Initial Lustre Pastes NF készlet – V-színek

- 5 Basic szín, melyekkel a V-színek a legegyszerűbben elérhetők.
- 9 Advanced szín, melyek lehetőséget adnak a művészetre, ezekkel fehér foltok, dekalcfikációk, repedések festhetők.

A készlet tartalma:

1x Neutral (4 g)
 1x Value (4 g)
 4x Body szín (4x4 g)
 8x Enamel effect szín (8x4 g)
 Diluting folyadék (8 ml)
 Refreshing folyadék (8 ml)
 1 keverőedény
 2 ecset
 Színtáblázat
 Technikai leírás



GC Initial Lustre Pastes NF – Gum Shades készlet

- 5 használatra kész ínszínű paszta a könnyű és precíz applikációhoz ideális tixotrópiával.
- 4 bekeverhető Gum Modifikáló por, melyek határtalan lehetőséget nyújtanak a természetesen harmonikus íny lemásolásához.

A készlet tartalma:

5x Gum szín (5x4 g)
 4x Stain Modifikáló (4x3 g)
 Diluting folyadék (8 ml)
 Refreshing folyadék (8 ml)
 1 keverőedény
 2 ecset
 Színtáblázat
 Technikai leírás



Képek:
 Michael Brusch-M.B.Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf, Németország
 Philippe Llobell, Saint-Didier, Franciaország
 Przemek Seweryniak, Cosmodent Dental Laboratory, Malmö, Svédország
 Peter Schaller, Esthetic Concept GmbH, München, Németország

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
 GC EEO - Hungary
 Fazekas u. 29-31.
 H - 1027 Budapest
 Tel. +36.1.224.04.00
 Fax. +36.1.224.04.01
 hungary@eoo.gceurope.com
 www.eoo.gceurope.com

