



Vytvořte si vlastní svět s **Initial** od **GC**.

Všestranný keramický systém pro každou indikaci

Odstíny pro vybělené zuby

Sada GC Initial Bleach MC • Sada GC Initial Bleach LF • Sada GC Initial Bleach Ti
Sada GC Initial Bleach AL • Sada GC Initial Bleach Zr



initial

www.gcinitial.gceurope.com

GC Initial System je řada šesti speciálních druhů keramiky, které lze použít pro zhotovení kovokeramiky a celokeramiky v každé indikaci a pro jakýmkoliv způsobem zhotovené podpůrné konstrukce. Více informací o kompletním systému GC Initial naleznete v naší brožuře.

K rozšíření harmonicky sladěného systému odstínů GC Initial a v souladu s trendem k velmi světlým barvám, uvádí GC na trh odstíny GC Initial Bleach, unikátní sadu, která Vám umožní vybrat i ty nejsvětlejší odstíny zubů, bez ohledu na keramický systém, který používáte.



GC



Odstíny GC Initial Bleach

Jak používat odstíny GC Initial Bleach

Vlastní sklovina reaguje na bělení individuálně, zhodnocení translucence by se tedy mělo provést šest týdnů po posledním bělení, aby se zajistila barevná stabilita. Odstíny GC Initial Bleach byly vyvinuty speciálně tak, aby se mohly použít v kombinaci s pěti keramickými systémy GC Initial (viz tabulku níže). Je třeba poznamenat, že při zhotovování náhrad se správným barevným odstínem by se opákr/opákní dentin měl nanášet pouze pokud je k dispozici velmi málo místa pro vrstvení tak, aby se respektovala původní barva zubu.

Modulární systém

Odstíny GC Initial Bleach jsou součástí modulárního keramického systému GC Initial a jsou k dostání jako oddělené sady. Každá sada GC Initial Bleach obsahuje různé komponenty a jejich kombinací můžete vytvořit vysoce estetické náhrady.

Detailní informace o různých kombinacích sad naleznete v naší brožůře.

	GC Initial MC / LF / Ti	GC Initial AL	GC Initial Zr
Opákr Liner Modifikátor konstrukce	OM-1 Prášková opákní barva k podbarvení kovových kapek. Lze použít samotná nebo v kombinaci se standardními opákrky.	BL-Lin Liner pro konstrukce z oxidu hlinitého. Má vysokou fluorescenci a vysokou smáčivost pro snadnou aplikaci.	BL-FM Modifikátor konstrukce pro zirkonoxidové konstrukce. Má vysokou fluorescenci a vysokou smáčivost pro snadnou aplikaci.
Dentin	BLD – 1 Bleach dentin light (bělejší než odstín A1 Vita*).		
	BLD – 2 Bleach dentin white (bělejší než odstín B1 Vita*).		
	BLD – 3 Bleach dentin X-white, extrémně bílá.		
	FD-91 Bílý, vysoce fluorescentní opákní dentin. Zakrývá odraz světla od substruktur/hlubších vrstev. Je vhodný pro jasně bílé mamelony.		
Sklovina	BL-E Standardní odstín skloviny. Světle bílá báze s průměrnou translucencí.		
	EOP-1 Velmi jasný, vysoce opalescentní sklovinný odstín s lehkým efektem chladné bílé. Často se vyskytující barevný efekt u opakovaných a/nebo velmi silných bělení.		
Tekutiny	Modelovací tekutina 2 × 25 ml		
	Opákní tekutina 1 × 25 ml		
Pro individualizaci barvy lze Bleach Dentin, BL-E, EOP-1, FD-91 smíchat se všemi prášky z příslušného sortimentu GC Initial, níže jsou uvedena některá doporučení. Jsou k dostání u všech pěti keramických systémů GC Initial jako doplňovací balení nebo jako součást modulárních sad.			
ODM1	Bílý opákní dentin		
EOP-2	Mléčně bílá opalescentní sklovina		
EOP-3	Lehce modravá opalescentní sklovina		
EOP-4	Lehce šedavá opalescentní sklovina		
EO-15/16	Žlutavá bílá opákní sklovina		
TO	Opalescentní translucenční keramika		
CLF	Fluorescentní translucenční keramika		
ST-30	Bílý, translucenční šultrový materiál		
SO-37	Bílý, opákní šultrový materiál		
Všechny odstíny na bělené zuby jsou k dostání samostatně ve 20g lahvičkách.			

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B-3001 Leuven
Tel.: +32.16.39.80.50
Fax: +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO – Czech Republic
Pod Lipami 41
CZ-130 00 Praha 3
Tel.: +420.266.007.190
Fax: +420.266.007.190
czech@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com