



Создавайте сВОЙ собственный мир с **Initial** от **GC.**

Полная керамическая система для любых современных показаний

Отбеленные оттенки

GC Initial Bleach Set MC • GC Initial Bleach Set LF • GC Initial Bleach Set Ti
GC Initial Bleach Set AL • GC Initial Bleach Set Zr



initial

www.gcinitial.gceurope.com

GC Initial представляет собой единую систему, состоящую из шести специализированных керамик, при помощи каждой из которых Вы можете создавать металлокерамические и цельнокерамические реставрации в соответствии с любыми показаниями, используя любую методику и любой тип каркаса. Для получения более подробной информации о системе GC Initial ознакомьтесь, пожалуйста, с нашими брошюрами.

Для расширения уникальной гармоничной системы оттенков GC Initial, а также следуя тенденции к увеличению количества очень светлых оттенков зуба, GC представляет Отбеленные Оттенки GC Initial – уникальную подборку цветов, которые позволят Вам добиться цветового соответствия при работе даже с самыми светлыми оттенками зуба независимо от того, с какой керамической реставрационной системой Вы работаете.



GC



Отбеленные Оттенки GC Initial

Как пользоваться Отбеленными Оттенками GC Initial

Естественная эмаль индивидуально реагирует на отбеливание, поэтому оценку прозрачности следует проводить спустя шесть недель после последней процедуры отбеливания, чтобы иметь уверенность в стабильности цвета. Отбеленные Оттенки GC Initial были разработаны таким образом, что их применение возможно со всеми пятью керамическими системами GC Initial (см. Таблицу ниже). Следует заметить, что при работе с точным подбором цвета белый opak/opak-дентин следует наносить только в тех случаях, когда есть возможность создать слой минимальной толщины, чтобы добиться соответствия натуральной насыщенности цвета зуба.

Модульная Система

Отбеленные Оттенки GC Initial являются частью модульной керамической системы GC Initial и выпускаются отдельными наборами. Каждый Набор Отбеленных Оттенков GC Initial содержит разные компоненты, и путем их смешивания Вы можете создать высокоэстетичные реставрации.

Для получения более подробной информации о различных комбинациях наборов, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими брошюрами.

	GC Initial MC / LF / Ti	GC Initial AL	GC Initial Zr
Опак Лайнер Модификатор каркаса	OM-1 Порошковый Опак для покрытия металлических каркасов, может использоваться самостоятельно либо в комбинации со стандартными опакми	BL-Lin Лайнер для каркасов из оксида алюминия. Имеет высокий уровень флюоресценции и высокую смачиваемость, что упрощает нанесение	BL-FM Модификатор каркаса для каркасов из оксида циркония. Имеет высокий уровень флюоресценции и высокую смачиваемость, что упрощает нанесение
Дентин	BLD - 1 Отбеленный Дентин Светлый (более белый, чем оттенок дентина A1 по шкале Vita* Classical).		
	BLD - 2 Отбеленный Дентин Белый (более белый, чем оттенок дентина B1 по шкале Vita* Classical).		
	BLD - 3 Отбеленный Дентин X-белый, максимально белый.		
	FD-91 Белый высокофлюоресцентный Опаковый Дентин. Для предотвращения преломления света на внутренних слоях. Подходит для ярко-белых Мамелоновых структур.		
Эмаль	BL-E Стандартный эмалевый оттенок. Светло-белая основа со средним уровнем прозрачности.		
	EOP-1 Очень яркий, сильно опалесцирующий оттенок эмали с легким "холодно-белым" эффектом. Часто необходим при повторных и/или интенсивных процедурах отбеливания.		
Жидкости	Моделировочная Жидкость 2 x 25 мл		
	Опаковая Жидкость 1 x 25 мл		
Для цветовой индивидуализации Отбеленный Дентин, BL-E, EOP-1, FD-91 можно смешивать со всеми порошками из соответствующего ассортимента GC Initial, внизу перечислены некоторые рекомендуемые из них. Они имеются во всех пяти керамических системах GC Initial, доступны отдельно либо как часть модульного набора.			
ODM1	Белый Опаковый Дентин		
EOP-2	Молочно-белая Опаловая Эмаль		
EOP-3	Бледно-Голубая Опаловая Эмаль		
EOP-4	Светло-серая Опаловая Эмаль		
EO-15/16	Желтовато-белая Опаковая Эмаль		
TO	Опаловый Прозрачный		
CLF	Флюоресцентный Прозрачный		
ST-30	Белый, Прозрачный Плечевой Материал		
SO-37	Белый, Опаковый Плечевой Материал		
Все Отбеленные Оттенки доступны отдельными баночками по 20 г			

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B – 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Russia
129626, г. Москва
Кулаков переулок, д.13, офис 316
Тел./факс +7 /495/ 972-52-26
E- mail: russia@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

Официальный импортер и дистрибьютор на территории России:
ООО Крафтвэй Дентал Депо
129626, г. Москва,
3-я Мытищинская ул., д. 16,
Тел.: /495/ 232-69-33, 287-67-67
Факс: /495/ 737-78-88
E- mail: DENTAL@kraftway.ru

