



Oblikuj svoj svijet keramikom **GC Initial.**

Univerzalni keramički sustav za svaku indikaciju

Boje za gingivu

GC Initial Gum Shades Set MC • GC Initial Gum Shades Set Zr



initial

www.gcinitial.gceurope.com

GC Initial je linija od šest specijaliziranih keramika koje se mogu koristiti za izradu metal-keramičkih i potpunih keramičkih nadomjestaka za svaku indikaciju putem bilo kojeg načina izrade i osnove. Za više informacija o cijelom GC Initial sustavu molimo zatražite našu brošuru.

Za estetsku i prirodnu izradu rekonstrukcije gingive pomoću GC Initial sustava, Initial asortiman modularne keramike sadrži boje za gingivu vrhunske kvalitete. Dodatni kompleti GC Initial MC i GC Initial Zr Gum Shades zadovoljavaju sve zahtjeve visoko estetskih reprodukcija gingive - za prirodno lijepe prijelaze prema gingivi i neograničenu kreativnost.



GC



GC Initial Gum Shades:

GC Initial Gum Shades Set MC • GC Initial Gum Shades Set Zr

S obzirom na sve veću potražnju za estetskim superstrukturama na implantatima, zubni tehničari sve su skloniji izradi zona mekih tkiva iz keramike koja se može individualno karakterizirati.

Kako bi tehničari mogli izraditi prirodni prijelaz od ruba krunica do gingive, GC Initial keramički sustav sastoji se od tri kompleta GC Initial Gum Shades.

Novi materijali u boji gingive posebno su namijenjeni indikacijama u područjima superstrukture implantata te tehnikama krunica i mostova.

Istodobno slijede prokušani koncept GC Initiala: **"Sustav jedne boje - jedna tehnika slojevanja"**.



Sve je slike na raspolaganje stavio MDT Mike Richter, Njemačka.

Prijelazi bez crta - prirodni sklad

Sve karakteristike gingive, bez obzira na specifičnost, mogu se savršeno reproducirati pomoću pet prirodnih boja za gingivu koje se mogu miješati. Na isti način kao kod tehnike izrade estetskih ljuski, pojedinačne faze mogu se lako podijeliti između različitih pečenja - zavisno o indikaciji i osobnim metodama rada.

GC Initial MC Gum Shades komplet, opaker pasta **GC Initial MC Gum Shades komplet, opaker prašak**

GC Initial MC Gum Shades komplet raspoloživ je u dvije verzije s opaker pastom ili praškom te u pet boja: osnovna svijetla, osnovna tamna, intenzivna ljubičasta, intenzivna krem boja i intenzivna crvena.

GC Initial Zr Gum Shades komplet

GC Initial Zr Gum Shades komplet sadrži modifikator za Zr osnove FM-5 umjesto opakerskog materijala.

Naravno, sve boje za gingivu mogu se također nabaviti zasebno.

Tehničke specifikacije:

| Svojstvo | GC Initial MC | GC Initial Zr |
|--|----------------------------|--------------------------|
| Dentinsko pečenje (°C) | 890 | 810 |
| Koeficijent termičke ekspanzije (25-500°C; 10 ⁻⁶ ×K ⁻¹) | 2./4. pečenje 13,1/13,3 | 2./4. pečenje 9,4/9,4 |
| Temperatura staklastog prijelaza (°C) | 575 | 550 |
| Topljivost (µg/cm ²) | 25 | 12 |
| Gustoća (µg/cm ³) | 2,52 | 2,43 |
| Čvrstoća pri savijanju (MPa) | 84 | 90 |
| Čvrstoća spajanja (MPa) | 50 | - |
| Prosječna veličina čestica (µm; D 50%) | 25 | 21,5 |

GC Initial MC i GC Initial Zr odgovaraju normi EN ISO 9693:2000 (Navedene tehničke/fizikalne vrijednosti odnose se na rezultate internih testova.)

GC EUROPE N.V.

Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GC EEO - Croatia
Čazmanska 8
HR - 10000 Zagreb
Tel. +385.1.46.77.251
Fax. +385.1.46.78.473
croatia@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

