

initial™ Zirconia Coloring Liquid

Personalizza a modo tuo!

**Più veloce, predicibile e
altamente individualizzato**

In linea con la filosofia di Initial IQ

Meno scorte e più guadagni

Puoi riprodurre qualunque colore
in modo veloce e facile
con scorte limitate di materiale



Infiltrazione o immersione

Due modalità a tua scelta



Since 1921
100 years of Quality In Dental



Crea le premesse migliori per l'efficienza - seguendo la filosofia di GC Initial IQ.

Il sistema **Initial Zirconia Coloring Liquid** si compone di 12 liquidi coloranti a base d'acqua in linea con la 'filosofia IQ'.

È ottimizzato per l'impiego con Initial Zirconia Disk HT, una zirconia bianca universale che offre un equilibrio ideale tra traslucenza, resistenza ed estetica.

Il sistema **Initial Zirconia Coloring Liquid** garantisce la possibilità di replicare i colori e gli effetti dei denti naturali prima della sinterizzazione e al contempo semplifica la gestione delle scorte di materiale. È sufficiente applicare i liquidi sul restauro monolitico o ridotto anatomicamente dopo la fresatura utilizzando la tecnica di infiltrazione o la tecnica di immersione.

La struttura della giusta tonalità cromatica può poi essere rifinita applicando il concept **Initial IQ ONE SQIN**, garantendo una rifinitura della ceramica veloce ed esteticamente superiore tramite la tecnica di pittura e micro-stratificazione.



Infiltrazione o immersione: due modalità per ottenere

La massima individualizzazione della struttura

Una trasmissione del colore controllata con precisione e localizzata.
Meno correzioni del colore post-sinterizzazione.




Distribuzione del colore uniforme e profonda

Risultati uniformi e riproducibili ottenuti in modo veloce e semplice per una tecnica sia basica che avanzata.



Quantità ridotta di liquidi

- 4 colori cervical
- 4 colori body
- 4 colori per effetti



Cervical A


Cervical B

Cervical C

Cervical D

Scheda delle diluizioni

semplice per riprodurre tutti e 16 i colori Vita.



Body A

Body B

Body C

Body D

Realizzazione di un **sottofondo discreto e diffuso** - una base perfetta per la tecnica IQ ONE SQIN.



Effetto blu

Effetto grigio

Effetto neutro

Effetto rosa

4 colori di marcatura

facilitano la visualizzazione durante l'applicazione.





I vantaggi a colpo d'occhio

- Per una caratterizzazione completa o parziale delle strutture in zirconia tramite **infiltrazione** o **immersione**
- Tonalità cromatiche **naturali** per ridurre il tempo necessario per la rifinitura
- **Estetica avanzata** grazie all'individualizzazione della struttura in zirconia pre-sinterizzata
- Risultati **più veloci**, più predicibili e altamente individualizzati

Sinergie perfette



Initial Zirconia Disk



Initial Zirconia Coloring Liquids



Initial IQ ONE SQIN