

# initial™ Zirconia Coloring Liquid

Na míru, podle vašich představ!

Rychlejší, individuálnější a  
lépe předvídatelný výsledek  
v souladu s filozofií Initial IQ

Menší skladové zásoby, větší zisky  
Vytvořte každý odstín rychle a snadno  
i s menšími zásobami



Namalovat nebo ponořit  
Dvě možnosti, vaše volba



Since 1921  
100 years of Quality In Dental



## Nastavte si cestu pro efektivitu – v souladu s filozofií GC Initial IQ.

Systém **Initial Zirconia Coloring Liquid** se skládá z 12 barevných tekutin na bázi vody v souladu s “filozofií IQ”.

Je optimalizován pro použití s **Initial Zirconia Disk HT**, univerzálním bílým zirkonem, který nabízí ideální rovnováhu mezi translucencí, pevností a estetickými možnostmi materiálu.

Systém Initial Zirconia Coloring Liquid zaručuje reprodukci přirozených barev a efektů zubů před sintrováním a zároveň zjednodušuje skladové zásoby. Tekutiny jednoduše aplikujte na monolitickou nebo anatomicky redukovanou náhradu po frézování technikou malování štětcem nebo máčení.

Tato konstrukce ve správném barevném odstínu pak může být dokončena pomocí konceptu **Initial IQ ONE SQIN**, který zajišťuje rychlý, esteticky vynikající keramický povrch pomocí malování a mikrovrstvení.



## Namalovat nebo ponořit - Dva způsoby, jak toho dosáhnout

### Dokonalé přizpůsobení konstrukce

Přesně kontrolovaná a selektivní  
penetrace barvy  
Snižuje potřebu dodatečných  
úprav barev.




### Hluboké, rovnoměrné rozložení barev

Konzistentní a reprodukovatelné  
výsledky rychle a snadno.




### Snížené množství tekutin

- 4 odstíny pro krček
- 4 odstíny pro tělo
- 4 odstíny pro efekty



### Tabulka snadného ředění pro dosažení všech 16 V-odstínů.



### Poskytují jemný a rozptýlený podtón - dokonalý základ pro techniku IQ ONE SQIN .



### 4 označovací barvy usnadňují vizualizaci během aplikace.





## Stručný přehled výhod

- Pro úplnou nebo částečnou charakterizaci zirkonových konstrukcí, a to buď **malováním** nebo **ponořením**
- **Přírodní analogové** barevné tóny pro urychlení požadované doby dokončování
- **Vylepšená estetika** přizpůsobením struktury předsintrovaného oxidu zirkoničitého
- **Rychlejší**, předvídatelnější a vysoce individualizované výsledky

## Dokonalé rovnováha



Initial Zirconia Disk



Initial Zirconia Coloring Liquids



Initial IQ ONE SQIN

GC EUROPE N.V. • Researchpark • Haasrode-Leuven 1240 • Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven • Belgium  
Tel. +32.16.74.10.00 • Fax. +32.16.40.48.32 • info.gce@gc.dental • <https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V. • GCEEO Czech Republic • V Olšínách 82 • CZ - 100 00 Prague 10  
Tel. +420.274.771.965 • Fax. +420.274.771.965 • info.czech@gc.dental • <https://www.gc.dental/europe/cs-CZ>