

initial[™] Zirconia Coloring Liquid

Individuell – ganz nach Ihren Vorstellungen!

Schneller, berechenbarer und
bestechend individuell
gemäß der Philosophie von Initial IQ

Minimaler Lagerbestand,
maximaler Erfolg
Alle Farbtöne schnell und mühelos
mit weniger Materialeinsatz



Maltechnik oder
Tauchtechnik
Zwei Wege – Ihre
Wahl!



Since 1921
100 years of Quality in Dental



Effizienz neu definiert - mit der GC Initial IQ-Philosophie.

Das **Initial Zirconia Coloring Liquid** - System basiert auf der „IQ-Philosophie“ und besteht aus 12 Farben auf Wasserbasis.

Es ist ideal geeignet für den Einsatz mit **Initial Zirconia Disk HT** - einem universellen weißen Zirkonoxid, das die perfekte Balance zwischen Transluzenz, Festigkeit und Ästhetik bietet.

Das Initial Zirconia Coloring Liquid-System garantiert die Reproduktion natürlicher Zahnfarben und -effekte vor dem Sintern und vereinfacht die Lagerverwaltung. Die Flüssigkeiten werden nach dem Fräsen einfach in Mal- oder Tauchtechnik auf die monolithische oder anatomisch reduzierte Restauration aufgetragen.

Das Gerüst hat dann bereits den richtigen Farbton und kann mit dem **Initial IQ ONE SQIN** - Konzept vollendet werden - für ein schnelles ästhetisch überlegenes Keramikfinish mittels Maltechnik und Micro-Layering.



Malen oder Tauchen - zwei Wege zum Ziel

Ultimative Individualisierung des Gerüsts

Präzise, kontrollierte und lokalisierte Farbpenetration. Weniger Farbanpassungen nach dem Sintern.




Tiefe und gleichmäßige Farbverteilung

Sichere und reproduzierbare Ergebnisse auf schnelle und einfache Weise.



Reduzierte Anzahl an Flüssigkeiten

- 4 Cervical-Farben
- 4 Body-Farben
- 4 Effect-Farben



Einfache Verdünnungstabelle für die perfekte Reproduktion aller 16 V-Farben.

Subtile Nuancen und Diffuse-Effekte - die ideale Basis für die IQ ONE SQIN-Technik.

Vier Markierungsfarben erleichtern die Visualisierung bei der Anwendung.





Vorteile im Überblick

- **Bemalen** oder **Tauchen** zur kompletten oder teilweisen Charakterisierung von Zirkonoxidgerüsten
- **Naturgetreue** Farbtöne zur Verkürzung der notwendigen Bearbeitungszeit
- **Erhöhte Ästhetik** durch Individualisierung des vorgesinterten Zirkonoxids
- **Schnelle**, berechenbare und individuelle Ergebnisse

Ideale Synergien



Initial Zirconia Disk



Initial Zirconia Coloring Liquids



Initial IQ ONE SQIN

GC EUROPE N.V. • Researchpark • Haasrode-Leuven 1240 • Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven • Belgium
Tel. +32.16.74.10.00 • Fax. +32.16.40.48.32 • info.gce@gc.dental • <https://www.gc.dental/europe>

GC Germany GmbH • Seifgrundstraße 2 • D-61348 Bad Homburg • Tel. +49.6172.99.596.0
info.germany@gc.dental • <https://www.gc.dental/europe/de-DE>

GC Austria GmbH • Tallak 124 • A-8103 Gratwein-Strassengel • Tel. +43.3124.54020 • info.austria@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/de-AT>

GC Austria GmbH • Swiss Office • Zürichstrasse 31 • CH-6004 Luzern • Tel. +41.41.520.01.78
info.switzerland@gc.dental • <https://www.gc.dental/europe/de-CH>