



# Oblikujte svet s pomočjo GC Initial.

Vsestranski keramični sistem za vsako indikacijo

## Barve za beljene zobe

GC Initial Bleach Set MC • GC Initial Bleach Set LF • GC Initial Bleach Set Ti  
GC Initial Bleach Set AL • GC Initial Bleach Set Zr



*initial*

[www.gcinitial.gceurope.com](http://www.gcinitial.gceurope.com)

Sistem GC Initial je linija šestih specializiranih keramik s katerimi lahko oblikujete kovinsko keramične in polno keramične restavracije, ne glede na indikacijo, delovni proces in ogrodje. Za več informacij o celotnem GC Initial sistemu zahtevajte našo brošuro.

Za razširitev edinstvenega harmoničnega GC Initial sistema barv, ki sledi trendu zelo svetlih zobnih barv, so bile izdelane GC Initial barve za beljene zobe. Koncept teh barv omogoča ujemanje tudi z najsvetlejšimi zobnimi barvami, ne glede na uporabljen keramični sistem.



**'GC.'**

## GC Initial Bleach Shades

### Kako uporabljati GC Initial Bleach Shades

Naravna sklenina individualno reagira na beljenje, zato naj bo ocena o translucenci narejena šest tednov po končanem beljenju, da zagotovite barvno stabilnost. GC Initial Bleach Shades so bile posebej razvite, kajti uporabljate jih lahko s petimi GC Initial keramičnimi sistemi (glej spodaj). Pri barvnem ujemanju restavracij je pomembno, da beli dentinski opaker uporabite samo, kadar je na voljo minimalna debelina sloja, zaradi upoštevanja originalne intenzitete barve.

### Modularni sistem

GC Initial Bleach Shades so del GC Initial modularnega keramičnega sistema in so na voljo kot posamezni seti. Vsak GC Initial Bleach Set vsebuje druge komponente, z dodajanjem komponent pa lahko izdelate neverjetno estetske restavracije.

Za podrobnejše informacije o različnih kombinacijah setov zahtevajte našo brošuro.

	GC Initial MC / LF / Ti	GC Initial AL	GC Initial Zr
<b>Opaque Liner Frame Modifier</b>	<b>OM-1</b> Powder Opaque za maskiranje kovine, uporablja se lahko sam ali v kombinaciji s standardnimi opakri	<b>BL-Lin</b> Liner za aluminij oksidne ogrodne materiale. Ima visok nivo fluorescence in dobro močljivost za enostavno aplikacijo	<b>BL-FM</b> Frame Modifier za cirkonij oksidne ogrodne materiale. Ima visok nivo fluorescence in dobro močljivost za enostavno aplikacijo
<b>Dentin</b>	<b>BLD - 1</b> Bleach dentin light (bolj bel kot Vita* Classical A1 dentinska barva)		
	<b>BLD - 2</b> Bleach dentin white (bolj bel kot Vita* Classical B1 dentinska barva)		
	<b>BLD - 3</b> Bleach dentin X-white, izjemno bel		
	<b>FD-91</b> Bel, močno fluorescenten dentinski opaker. Za prekrivanje lomljenja svetlobe od substruktur / izdelave po slojih. Primerno za svetle bele mamelonske strukture.		
<b>Sklenina</b>	<b>BL-E</b> Standardna skleninska barva. Svetla bela baza z običajno translucenco.		
	<b>EOP-1</b> Zelo svetla, močno opalescentna skleninska barva z rahlo mrzlo-belim učinkom. Barvni efekt se pogosto pojavi zaradi ponavljajočega in / ali zelo močnih postopkov beljenja.		
<b>Tekočina</b>	Modelling Liquid 2 x 25 ml		
	Opaque Liquid 1 x 25 ml		
<p>Za barvno individualizacijo, Bleach Dentin, BL-E, EOP-1, FD-91 lahko mešate z vsemi vrstami prahov.                      Za vsako GC Initial zbirko je spodaj nekaj predlogov.                      Za vseh pet GC Initial keramičnih sistemov imamo pripravljena dodatna polnjenja ali pa so materiali del modularnih setov.</p>			
<b>ODM1</b>	bel Opaque Dentin		
<b>EOP-2</b>	mlečno bel Opal Enamel		
<b>EOP-3</b>	rahlo modrikast Opal Enamel		
<b>EOP-4</b>	svetlo siv Opal Enamel		
<b>EO-15/16</b>	rumenkasto bel Opaque Enamel		
<b>TO</b>	opalescenten Translucent Ceramic		
<b>CLF</b>	fluorescenten Translucent Ceramic		
<b>ST-30</b>	bel, Translucent Shoulder Material		
<b>SO-37</b>	bel, Opaque Shoulder Material		
Vse barve so pakirane v 20 g stekleničkah.			

**GC EUROPE N.V.**  
 Head Office  
 Interleuvenlaan 13  
 B - 3001 Leuven  
 Tel. +32.16.39.80.50  
 Fax. +32.16.40.02.14  
 info@gceurope.com  
 www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
 GC EEO - Slovenia  
 Heroja Staneta 6  
 SLO - 3310 Žalec  
 Tel. +386.3.710.32.70  
 Fax. +386.3.710.32.71  
 slovenia@eeo.gceurope.com  
 www.eeo.gceurope.com

\* Vita je tovarniški zaščitni znak Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

