



Twórz swój świat z Initial firmy GC.

Jeden system ceramiczny do wszystkich wskazań

Odcienie dziąsłowe

GC Initial Gum Shades zestaw MC • GC Initial Gum Shades zestaw Zr



System GC Initial składa się z sześciu wyspecjalizowanych linii ceramik do wszystkich typów uzupełnień metaloceramicznych i pełnoceramicznych wykonywanych z zastosowaniem różnych procedur wytwarzania i różnych materiałów na podbudowy.

By umożliwić uzyskanie za pomocą GC Initial większej estetyki i bardziej naturalnego wyglądu uzupełnień dziąsłowych modułowy asortyment ceramiki Initial zawiera wysokiej jakości odcienie dziąsłowe. Dodatkowe zestawy GC Initial MC i GC Initial Zr Gum Shades spełniają wszystkie wymagania stawiane estetycznej reprodukcji dziąseł – naturalnie wyglądającego przejścia w obszarze przydziąsłowym i dają nieograniczone możliwości kreatywnej pracy.

initial

www.gcinitial.gceurope.com



GC



Odcienie dziąsłowe GC Initial:

GC Initial Gum Shades zestaw MC • GC Initial Gum Shades zestaw Zr

Stale rosnący popyt na estetyczne nadbudowy uzupełnień protetycznych opartych na implantach spowodował wśród techników dentystycznych wzrost zapotrzebowania na ceramikę do odtwarzania i indywidualnej charakteryzacji obszarów tkanki miękkiej. By umożliwić technikom wykonanie wiernego naturze przejścia brzegu korony w dziąsło, w skład systemu ceramik GC Initial wchodzi trzy przyjazne w stosowaniu zestawy odcieni dziąsłowych GC Initial.

Nowe materiały w odcieniach dziąsłowych są specjalnie dostosowane do wskazań obejmujących suprakonstrukcje implantów oraz korony i mosty.

Jednocześnie są kontynuacją sprawdzonej koncepcji GC Initial: **"Jeden system odcieni – jedna technika modelowania warstwowego"**.



Wszystkie zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości mistrza techniki dentystycznej Mike Richter, Niemcy

Bezszwowe przejścia - naturalna harmonia

Każdy cecha charakterystyczna dziąsła, bez względu na swoją specyfikę, może być perfekcyjnie odtworzona przy użyciu pięciu zgodnych do mieszania i analogicznych z naturalnymi, odcieni dziąsłowych.

Podobnie jak w technice licowania, poszczególne etapy można łatwo przeprowadzić między poszczególnymi procesami wypalania biorąc pod uwagę wskazanie i indywidualne metody pracy.

GC Initial MC Gum Shades opaker w paście GC Initial MC Gum Shades opaker w proszku

Zestaw GC Initial MC Gum Shades jest dostępny w dwóch wersjach z opakerem w paście lub proszku i z pięcioma odcieniami: bazowy jasny, bazowy ciemny, intensywny fiolet, intensywny kremowy i intensywny czerwony.

GC Initial Zr Gum Shades

Zestaw GC Initial Zr Gum Shades zawiera modyfikator do podbudowy z cyrkonu FM-5 zamiast materiału opakerowego.

Oczywiście, wszystkie odcienie dziąsłowe są dostępne również w pojedynczych opakowaniach.

Dane techniczne:

Właściwości	GC Initial MC	GC Initial Zr
Wypalanie dentyny (°C)	890	810
Współczynnik rozszerzalności termicznej (25-500°C; 10 ⁻⁶ ×K ⁻¹)	2./4. wypalanie 13.1/13.3	2./4. wypalanie 9.4/9.4
Temperatura topnienia (°C)	575	550
Rozpuszczalność (µg/cm ²)	25	12
Gęstość (µg/cm ²)	2.52	2.43
Wytrzymałość na zginanie (Mpa)	84	90
Siła połączenia (Mpa)	50	-
Średnia wielkość ziaren (µm; D 50%)	25	21.5

GC Initial MC i GC Initial Zr spełniają normy europejskie ISO 9693:2000 (Podane wartości są wynikami wewnętrznych testów)

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B – 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Poland
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel. +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
poland@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

