



Creați-vă propriul univers cu Initial de la GC.



Sistemul ceramic universal total fizionomic pentru orice indicație.

Nuanțe de gingie

GC Initial Gum Shades Set MC • GC Initial Gum Shades Set Zr



initial

www.gcinitial.gceurope.com

Sistemul GC Initial este o linie de 6 tipuri de ceramică specială ce poate fi utilizată pentru a crea restaurări metalo-ceramice sau integral ceramice pentru orice situație clinică, indiferent de procesul de fabricare sau de substrat. Pentru mai multe informații despre sistemul complet GC Initial, vă rugăm consultați broșura.

Pentru a face restaurările gingivale cu GC Initial chiar și mai estetice și mai naturale, gama de ceramică modulară Initial conține câteva nuanțe de gingie de cea mai bună calitate. Seturile suplimentare GC Initial MC și GC Initial Zr nuanțe de gingie, îndeplinesc toate cerințele pentru restaurări gingivale deosebit de estetice – pentru o zonă de tranziție gingivală naturală și estetică și pentru o creativitate nelimitată.



GC



GC Initial Nuanțe de Gingie:

Setul GC Initial Nuanțe de Gingie MC • GC Initial Nuanțe de Gingie Zr

Pentru că cererea pentru suprastructuri fiziologice pe implanturi este în continuă creștere, a crescut și interesul tehnicienilor pentru reproducerea țesuturilor moi cu ajutorul ceramicii ce poate fi individualizată. Pentru a permite tehnicianului să obțină o tranziție naturală de la marginea coroanei la gingie, sistemul ceramic GC Initial pune la dispoziție 3 seturi de nuanțe de gingie - GC Initial Gum Shades Sets

Aceste materiale noi, de culoarea gingiei, sunt în mod special indicate pe suprastructuri realizate pe implanturi, pentru punți și coroane.

În același timp, urmează același concept GC Initial: **“O singură nuanță – un singur strat.”**



Pozele au fost obținute prin bunăvoința MDT Mike Richter, Germany

Tranziții invizibile – armonie naturală

Orice particularitate gingivală, fie ea cât de specifică, poate fi perfect reprodusă cu cele cinci nuanțe naturale de gingie, ce pot fi combinate.

Similar cu tehnica fațetării, pașii individuali pot fi ușor divizați între diferitele tipuri de ardere – în funcție de indicație și tehnica de lucru personală.

Setul GC Initial MC Nuanțe de Gingie, pastă opacă Setul GC Initial MC Nuanțe de Gingie, pulbere opacă

Setul GC Initial MC Nuanțe de Gingie este disponibil în 2 versiuni cu pastă sau cu pulbere opacă și în 5 nuanțe: bază deschisă, bază închisă, violet intens, crem intens și roșu intens.

Setul GC Initial Zr Nuanțe de Gingie

Setul GC Initial Zr Nuanțe de Gingie conține Zr Frame Modifier FM-5 în locul materialului opac.

Desigur, toate nuanțele de gingie sunt disponibile și separat.

Specificații tehnice:

Proprietate	GC Initial MC	GC Initial Zr
Arderea dentinei (°C)	890	810
CTE (25-500°C; 10 ⁻⁶ ×K ⁻¹)	A 2-a și a 4-a ardere 13.1/13.3	A 2-a și a 4-a ardere 9.4/9.4
Temperatura de tranziție a sticlei (°C)	575	550
Solubilitate (μg/cm ²)	25	12
Densitate (μg/cm ²)	2.52	2.43
Rezistența la flexiune (Mpa)	84	90
Rezistența legăturii adevize (Mpa)	50	-
Dimensiunea medie a particulelor (μm; D 50%)	25	21.5

GC Initial MC și GC Initial Zr urmează EN ISO 9693:2000 (valorile tehnice/fizice enunțate se referă la rezultatele obținute la testele proprii.)

GC EUROPE N.V.

Head Office
Interleuvenlaan 13
B – 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

East European Office - Romania

BD. N. Balcescu no.33B
Ap. 52, floor V, sect.1
Bucuresti, Romania
Tel. +40.21.31.44.339
Fax. +40.21.31.44.339
romania@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

