



Dva režimy, jedno zařízení,
jeden přístup.



Labolight DUO od GC

LED Dual Mode Polymerační
jednotka pro nepřímé
kompozitní práce



GC

GC Labolight DUO

Doba, kdy jste ve své laboratoři potřebovali dvě polymerační zařízení (jedno pro mezipolymeraci a druhé pro polymeraci konečnou), je již minulostí. Společnost GC nyní nabízí nejmodernější multifunkční polymerační zařízení pro zubní techniky, kombinující 2 polymerační režimy: předpolymeraci (step mode) a finální polymeraci (full mode)



Nejnovější LED technologie

Zařízení Labolight DUO, vybavené LED technologií o dvojitou vlnovou délku, lze použít ke spolehlivé a dokonalé polymeraci všech GC fotokompozitních materiálů.

Umožňuje to vlnová délka v rozmezí 380 nm - 510 nm s výkonovými vrcholy na hodnotách:

- 465 nm-485 nm (12 modrých LED diod)
- 390 nm-400 nm (3 fialové LED diody)

Tato technologie zajišťuje optimální vytvrzení všech světlem polymerujících dentálních materiálů, zatímco vysoký výkon redukuje počet polymeračních cyklů.

Automatizovaný otočný systém

Reflexní deska účinně napomáhá distribuci veškerého světla, čímž dochází k efektivnímu nasvícení vašich prací ze všech stran. Otočný podstavec tak zajišťuje rovnoměrné a bezchybné vytvrzování umístěných objektů během celého polymeračního cyklu.



Kompaktní a ergonomický design

Přístroj GC Labolight DUO je nejen schopen zvládnout takřka každý váš polymerační úkol, navíc i dobře vypadá. Zařízení získalo ocenění za design, vyniká moderními ladnými tvary a hladkými povrchy, což usnadňuje jeho čištění. Díky kompaktním rozměrům nezabere ve vaší laboratoři mnoho místa.

Design přístroje se odráží i v jeho funkčnosti: ovládání je velmi snadné a intuitivní a vnitřní části jsou jednoduše přístupné díky širokému vstupnímu otvoru.



Step mode



Full mode

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
 GCEEO Czech Republic
 V Olšinách 82
 CZ - 100 00 Prague 10
 Tel. +420.274.771.965
 Fax. +420.274.771.965
 czech@eeo.gceurope.com
 www.eeo.gceurope.com

