



Dva načina rada, jedan uređaj,
bez dvostrukih standarda.



GC Labolight DUO

LED uređaj za svjetlosnu
polimerizaciju s dva načina rada
za tehniku izrade indirektnih
kompozitnih radova



GC

GC Labolight DUO

Vrijeme kada se trebalo imati dva uređaja za polimerizaciju u laboratoriju (jedan za početnu i drugi za završnu polimerizaciju) sada je prošlost. GC sada nudi najmoderniji multifunkcionalni uređaj za svjetlosnu polimerizaciju za tehničare, koji kombinira dva načina polimerizacije: prepolimerizaciju (postupni način) i završnu polimerizaciju (način rada punim kapacitetom).



Najnovija LED tehnologija iznutra

Opremljen LED tehnologijom dvostrukih valova, Labolight DUO može se koristiti za stvrdnjavanje bilo kojeg GC kompozita na siguran i trajan način. Može imati raspon duljine valova od 380nm - 510nm s maksimalnim rasponom spektra od:

- 465nm-485nm (12 plavih LED-a)
- 390nm - 400nm (3 ljubičasta LED-a)

Ova tehnologija osigurava normalno stvrdnjavanje svih svjetlosno polimerizirajućih dentalnih materijala, dok izlazni napon velike snage smanjuje broj ciklusa svjetlosne polimerizacije.

Automatizirani rotacijski sustav

Reflektirajuća ploča učinkovito distribuira cjelokupno svjetlo, kojem radove izlaže sa svih strana. Na postolju za stvrdnjavanje pažljivo se pozicioniraju objekti tijekom svih ciklusa svjetlosne polimerizacije.



Kompaktni i ergonomski dizajn

GC Labolight DUO omogućuje ne samo izradu većine radova, već je i lijepog izgleda. Dobitnik je nagrade za elegantni moderni dizajn te svojim glatkim površinama omogućuje lako čišćenje i smanjuje prostor koji zauzima u laboratoriju.

Dizajn je u funkciji korištenja: sučelje je vrlo jednostavno i intuitivno, a unutarnji dijelovi su lako dostupni zahvaljujući širokom otvoru.



Postupni način rada



Način rada punim kapacitetom

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Croatia
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.61.54.597
Fax. +385.1.61.54.597
croatia@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com