



Două funcții, un singur aparat,  
fără standarde duble.



## Labolight DUO de la GC

Mod dual LED  
Unitate de fotopolimerizare  
pentru tehnici indirecte cu compozit



**GC**

## GC Labolight DUO

Zilele în care aveți nevoie de două dispozitive de polimerizare în laboratorul dumneavoastră (unul pentru polimerizare intermediară și un altul pentru polimerizare finală) sunt acum de domeniul trecutului. GC oferă un dispozitiv de fotopolimerizare, multi-funcțional, de ultimă generație, pentru tehnicieni, ce combină 2 funcții de polimerizare: pre-polimerizare (step mode) și polimerizare finală (full mode).



### Cea mai nouă tehnologie LED încorporată

Echipat cu tehnologie LED cu lungime de undă dublă, Labolight DUO poate fi utilizat pentru a polimeriza orice compozit GC într-un mod sigur și durabil. Acoperă o gamă de lungimi de undă între 380 nm - 510 nm, cu maxime de:

- 465 nm-485 nm (12 Blue LED's)
- 390 nm-400 nm (3 Violet LED's)

Această tehnologie asigură o polimerizare optimă a tuturor materialelor stomatologice fotopolimerizabile, în timp ce timpul de polimerizare este redus considerabil datorită puterii ridicate.

### Sistem rotativ automat

Placa reflectorizantă distribuie eficient lumina și expune lucrările din toate unghiurile. Standul de polimerizare repositionează lucrările pe întreaga perioadă a polimerizării.

### Design compact & ergonomic

GC Labolight DUO este capabil să polimerizeze majoritatea lucrărilor dumneavoastră și, în același timp, are și o estetică deosebită. Stilul contemporan premiat, aerodinamic, cu suprafețe netede, permite o curățare simplă și ocupă un spațiu redus în laboratorul dumneavoastră.

Acest design este practic: interfața este foarte simplă și intuitivă, iar componentele interne sunt ușor accesibile datorită deschiderii mari.



Step mode



Full mode



**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GCEEO Romania  
Str. Gen. N. Dona, nr.22-24,  
sc.1, et.1, ap.13, sect.1  
RO - 010782 București  
Tel. +40.21.313.41.53  
Fax. +40.21.313.41.53  
romania@eeo.gceurope.com  
www.eeo.gceurope.com