



Dva načina rada, jedan uređaj,
bez dvostrukih standarda.



GC Labolight DUO

LED dualni način rada
Uređaj za svetlosnu polimerizaciju
za tehniku indirektno izrade
kompozitnih radova



GC

GC Labolight DUO

Vreme kada se trebalo imati dva uređaja za polimerizaciju u laboratoriji (jedan za početnu i drugi za završnu polimerizaciju) sad je prošlost. GC nudi najmoderniji multifunkcionalni uređaj za svetlosnu polimerizaciju za tehničare, koji kombinuje dva načina polimerizacije: prepolimerizaciju (postupni način) i završnu polimerizaciju (način rada punim kapacitetom).



Najnovija LED tehnologija iznutra

Opremljen LED tehnologijom dvostrukih talasa, Labolight DUO može se koristiti za stvrdnjavanje bilo kojeg GC kompozita na siguran i trajan način. Može imati raspon dužine talasa od 380nm - 510nm sa maksimalnim rasponom spektra od:

- 465nm-485nm (12 plavih LED-a)
- 390nm - 400nm (3 ljubičasta LED-a)

Ova tehnologija osigurava normalno stvrdnjavanje svih svetlosno polimerizujućih stomatoloških materijala, dok izlazni napon velike snage smanjuje broj ciklusa svetlosne polimerizacije.

Automatizovan rotacioni sistem

Reflektirajuća ploča efikasno distribuirala celokupno svetlo, kojem radove izlaže sa svih strana. Na postolju za stvrdnjavanje pažljivo se pozicioniraju objekti tokom svih ciklusa svetlosne polimerizacije.



Kompaktni i ergonomski dizajn

GC Labolight DUO omogućava ne samo izradu većine radova, već je i lepog izgleda. Dobitnik je nagrade za elegantni moderni dizajn te svojim glatkim površinama omogućava lako čišćenje i smanjuje prostor koji zauzima u laboratoriji.

Dizajn je u funkciji korišćenja: postolje je vrlo jednostavno i intuitivno, a unutrašnji delovi su lako dostupni zahvaljujući širokom otvoru.



Postupni način rada



Način rada punim kapacitetom

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Serbia
Cvijičeva 82
RS - 11000 Beograd
Tel. +381.11.20.88.033
Fax. +381.11.20.88.033
serbia@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com