



Preparación de la
estructura de base
para un resultado
estético
óptimo

Primers específicos
de GC

para uso en laboratorio dental


GC

Uniones duraderas a cerámicas y composites



CERAMIC PRIMER II es un primer especializado para todas las restauraciones indirectas estéticas.

Para la aplicación adicional o reparación de **GRADIA PLUS** o al individualizar **GRADIA PLUS** con **GRADIA PLUS Lustre Paint**, utilice **CERAMIC PRIMER II** para asegurar una buena adhesión.



Aplique **CERAMIC PRIMER II** antes de caracterizar sus restauraciones **CERASMART270** con **OPTIGLAZE color**. Para efectos más detallados, también se puede utilizar una técnica de reducción en combinación con **GRADIA PLUS**.



CERAMIC PRIMER II es su socio preferido para garantizar una interfase sólida. Todas las cerámicas se pueden caracterizar con **GRADIA PLUS**, incluidas las estructuras de zirconio.

El héroe para todas sus estructuras de metal



METAL PRIMER Z es un agente adhesivo de resina a metal de un solo paso. Para una conexión sólida entre la estructura metálica y cualquier tipo de material de resina, como composites acrílicos y de metacrilato. ¡Un agente adhesivo probado y fácil de usar!

Antes de cubrir la estructura metálica con GRADIA PLUS Opaque, se utiliza METAL PRIMER Z para crear una conexión química.



Además de su indicación específica para imprimir estructuras de metal, METAL PRIMER Z también se puede utilizar para unir estructuras de zirconio.

La base para modificar dentaduras



GC Acrylic Primer aumenta la adhesión entre los composites fotopolimerizables y las resinas acrílicas convencionales utilizadas en procedimientos de laboratorio dental, como la modificación de dientes de prótesis removibles o resinas de bases de prótesis removibles.



Solución todo en uno para cementación y reparación



G-Multi PRIMER se usa para el tratamiento previo de restauraciones antes de la cementación con G-CEM LinkForce o G-CEM Veneer y también se puede usar para reparaciones intraorales. Utiliza tres agentes químicos diferentes para garantizar una adhesión perfecta para cualquier tipo de restauración.



008551	CERAMIC PRIMER II, 3mL
009295	METAL PRIMER Z, 5mL
901138	GC Acrylic Primer, 6mL
009553	G-Multi PRIMER, 5 mL

CERAMIC PRIMER II, CERASMART270, GC Acrylic Primer, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, GRADIA PLUS, METAL PRIMER Z y OPTIGLAZE color son marcas registradas de GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC IBÉRICA
Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas 2, 1º, Of. 4
ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
comercial.spain@gc.dental
<http://spain.gceurope.com>

GC