

Kestävä
perusta
kauneudelle



Primerit
GC:Itä

hammaslaboratorioille

GC

Kestävää sidostusta keramioihin ja yhdistelmämuoveihin



CERAMIC PRIMER II on erityinen primeri kaikille esteettisille epäsuorille töille.

Kun lisäät työhön GRADIA PLUS -materiaalia tai korjaat vanhaa **GRADIA PLUS -työtä** tai haluat karakterisoida GRADIA PLUS -työn GRADIA PLUS Lustre Paint -väreillä, käytä CERAMIC PRIMER II -primeria varmistaaksesi hyvän kiinnityksen.



Levitä CERAMIC PRIMER II ennen kuin karakterisoi **CERASMART270 -työt** OPTIGLAZE-väreillä. GRADIA PLUS -materiaalin kanssa voit käyttää myös cut back -tekniikkaa, jos kaipaat syvällisempää efektiä.



CERAMIC PRIMER II on paras kumppani takaamaan lujan liitoksen. Kaikkia keramioita voi karakterisoida GRADIA PLUS -tuotteilla, myös zirkoniasta valmistettuja runkoja.

Kaikkien metallipohjaisten runkorakenteiden sankari.



METAL PRIMER Z on yksivaiheinen sidosaine resiniin ja metallin välisiin sidoksiin.

Luja sidos metallirungon ja minkä tahansa resiniinipohjaisen materiaalin, kuten akryylin tai metakrylaattiyhdistelmämuovin välille.

Helppokäyttöinen ja todistetusti tehokas sidosaine!

Ennen kuin päällystät metallirungon GRADIA PLUS Opaque -materiaalilla, käytä METAL PRIMER Z -primeria luomaan kemiallinen sidos.



Erityisen indikaationsa eli metallipohjaisten runkorakenteiden esikäsitteilyn lisäksi METAL PRIMER Z -primeria voi käyttää myös zirkoniumoksidista valmistetun rungon sidostamiseen.

Irrotettavien hammasproteesien muokkaamisen perusta



GC Acrylic Primer parantaa adheesiota valokovetteisten yhdistelmämuovien ja perinteisten resiniakryyliin välillä erilaisissa hammaslaboratoriotöissä, kuten proteesihampaiden tai proteesin pohjan muokkaamisessa.



All in one -ratkaisu sementointiin ja korjauksiin



G-Multi PRIMER -ainetta käytetään töiden esikäsitteilyyn ennen sementointia G-CEM LinkForce tai G-CEM Veneer -sementeillä, ja sitä voidaan käyttää myös suoraan suussa tehtävissä korjauksissa. Se sisältää kolmea erilaista kemiallista ainetta, jotka takaavat täydellisen sidoksen kaiken tyyppisiin töihin.



008551	CERAMIC PRIMER II, 3mL
009295	METAL PRIMER Z, 5mL
901138	GC Acrylic Primer, 6mL
009553	G-Multi PRIMER, 5 mL

CERAMIC PRIMER II, CERASMART270, GC Acrylic Primer, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, GRADIA PLUS, METAL PRIMER Z ja OPTIGLAZE color ovat GC:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<https://www.gceurope.com>

GC NORDIC AB
Finnish Branch
Lemminkäisenkatu 46
FIN-20520 Turku
Tel. +358.40.900.07.57
info.finland@gc.dental
<https://europe.gc.dental/fi-FI>

GC