

Le basi
fondamentali
per i
tuoi lavori



I primers
di GC

per il laboratorio

GC

Adesione affidabile alla ceramica e ai compositi



CERAMIC PRIMER II è un adesivo per tutti i restauri indiretti estetici.

Quando c'è la necessità di un'applicazione aggiuntiva, una riparazione oppure per l'individualizzazione estetica con **GRADIA PLUS** Lustre Paint, CERAMIC PRIMER II è la garanzia per una buona adesione.



Applicare CERAMIC PRIMER II prima di caratterizzare i tuoi restauri **CERASMART270** con i colori **OPTIGLAZE**. Per effetti più estetici, la tecnica cut-back può essere utilizzata anche su GRADIA PLUS.



CERAMIC PRIMER II è il tuo partner ideale per un'interfaccia forte. La ceramica può essere caratterizzata con GRADIA PLUS, comprese le strutture in zirconia.

L'eroe per le tue strutture in metallo



METAL PRIMER Z è un agente legante resina-metallo in un solo passaggio. Per un legame forte tra la struttura metallica e qualsiasi tipo di materiale a base di resina come acrilici e compositi. Un adesivo collaudato e facile da usare!

Prima di coprire la struttura metallica con GRADIA PLUS Opaque, METAL PRIMER Z viene utilizzato per creare un legame chimico.



Oltre alla sua indicazione specifica su strutture a base di metallo, METAL PRIMER Z può in alternativa essere utilizzato anche per incollare strutture in zirconia.



La base per la caratterizzazione di placche protesiche



GC Acrylic Primer aumenta l'adesione tra i compositi fotopolimerizzabili e le resine acriliche convenzionali utilizzate nelle procedure del laboratorio odontotecnico come la modifica di denti o resine per palati.



Soluzione all-in-one per la cementazione e la riparazione



G-Multi PRIMER viene utilizzato per il pretrattamento dei restauri prima della cementazione con G-CEM LinkForce o G-CEM Veneer e può essere utilizzato anche per le riparazioni intraorali. Contiene tre diversi agenti chimici per garantire la perfetta adesione a tutti i tipi di restauro.



008551	CERAMIC PRIMER II, 3mL
009295	METAL PRIMER Z, 5ml
901138	GC Acrylic Primer, 6mL
009553	G-Multi PRIMER, 5 mL

CERAMIC PRIMER II, CERASMART270, GC Acrylic Primer, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, GRADIA PLUS, METAL PRIMER Z e OPTIGLAZE color sono marchi registrati di GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC ITALIA S.r.l.
Via Calabria 1
I-20098 San Giuliano
Milanese
Tel. +39.02.98.28.20.68
Fax. +39.02.98.28.21.00
info.italy@gc.dental
<http://italy.gceurope.com>

GC