

Riešenie typu všetko v jednom pre cementovanie a opravy



G-Multi PRIMER sa používa k ošetrovaniu náhrad pred nacementovaním pomocou G-CEM LinkForce alebo G-CEM Veneer a tiež sa môže použiť pre intraorálne opravy. Obsahuje tri rôzne chemické látky pre zabezpečenie dokonalej väzby na všetky typy náhrad.



008552	CERAMIC PRIMER II, 3 ml EEP
009295	METAL PRIMER Z, 5 ml
901138	GC Acrylic Primer, 6 ml
009553	G-Multi PRIMER, 5 ml

Kladieme základy pre Vašu estetiku

Špeciálne primery
od GC

pre použitie v zubných
technikách

CERAMIC PRIMER II, CERASMART270, GC Acrylic Primer, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, GRADIA PLUS, METAL PRIMER Z a OPTIGLAZE color sú ochranné známky spoločnosti GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Slovakia
Raková 1441
SK - 023 51 Raková / Čadca
Tel. +421.911.570.999
Fax. +421.414.000.264
info.slovakia@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

GC

z L LF SK 8 85 03/20

GC

Trvalá väzba s keramikou aj kompozitmi



CERAMIC PRIMER II je špeciálne adhezívum pre všetky nepriame estetické náhrady.

Na dodatočnú aplikáciu alebo opravu kompozitu **GRADIA PLUS** alebo pri individualizácii **GRADIA PLUS** pomocou **GRADIA PLUS Lustre Paint** použite **CERAMIC PRIMER II** pre vytvorenie silnej väzby.



Naneste **CERAMIC PRIMER II** pred charakterizáciou Vašich náhrad **CERASMART270** pomocou **OPTIGLAZE color**. Pre viac efektov hĺbky je možné použiť aj techniku cut-back v kombinácii s **GRADIA PLUS**.





CERAMIC PRIMER II je Váš preferovaný partner, ktorý zaručuje pevnú väzbu. Celokeramické náhrady je možné charakterizovať pomocou **GRADIA PLUS** vrátane zirkónových konštrukcií.

Hrdina pre všetky Vaše kovové konštrukcie



METAL PRIMER Z je jedнокrokový väzobný prostriedok živice na kov. Na pevné spojenie medzi kovovou konštrukciou a akýmkoľvek typom živcového materiálu, ako sú akrylátové a metakrylátové kompozity. L'ahko použiteľný a osvedčený väzobný prostriedok!

Pred nanesením **GRADIA PLUS Opaque** na kovovú konštrukciu sa používa **METAL PRIMER Z** na vytvorenie chemickej väzby.



Okrem svojej špecifickej indikácie pre väzbu s konštrukciami na báze kovu sa **METAL PRIMER Z** môže tiež použiť aj pre väzbu na zirkónové konštrukcie.



Základ pre úpravu zubných náhrad / protéz



GC Acrylic Primer zlepšuje väzbu medzi svetlom tuhnúcimi kompozitmi a bežnými akrylátovými živcami používanými pri dentálnych laboratórnych postupoch, ako sú modifikácie zubov do protéz alebo protézových báz.

