



# Metal Primer Z от GC

Героят на  
Вашите метални  
конструкции  
Едностъпков агент  
за свързване  
на метал към композит

**GC**

## Търсите ли свързващ агент за здрава връзка между метален скелет и всички композитни материали?

Чрез Metal Primer Z, GC представя наследника на доказалия се Metal Primer II, изборът на много дентални специалисти години наред. Със своите 2 функционални мономера, Metal Primer Z ще създаде дори по-здрава връзка.

Свързването с благородни сплави е подобро от **MDTP** мономер.

Вторият мономер, **MDP**, осигурява здрава връзка към неблагородни сплави и дори към циркон при определени условия.



Metal Primer Z е издръжлив, благодарение на следните характеристики:

- Лесна и бърза процедура
  - Без необходимост от допълнително оборудване
- Без топлинна обработка
  - Избягва излишно вариране на КТП
- Създава постоянна връзка, дори във влажна среда
  - Може да се използва директно в устата
- Универсална употреба
  - Използва се със всички дентални сплави и композити



Когато трябва да работите с метален скелет и композит, изберете този герой на всички времена.

- Нанасяне на (опакерен) композитен материал към метал и циркон за корони и мостове
- Бондинг или поправка на протези с метална основа, куки и атачмънти



Metal Primer Z стъпка по стъпка



Песъкоструене

Нанасяне

Композит/Опакер

**GC EUROPE N.V.**  
 Head Office  
 Researchpark  
 Haasrode-Leuven 1240  
 Interleuvenlaan 33  
 B-3001 Leuven  
 Tel. +32.16.74.10.00  
 Fax. +32.16.40.48.32  
 info@gceurope.com  
 www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
 GCEEO Bulgaria  
 BG - София 1202  
 ул. "Будапеща" 92, ап. 4-3  
 Тел. +359.2.983.30.30  
 Факс. +359.2.858.31.37  
 bulgaria@eeo.gceurope.com  
 www.eeo.gceurope.com

**GC**