




Metal Primer Z od GC

Dokonalý pro
indikace na všechny
kovové konstrukce
Jeden krok, který zajistí vazbu
mezi kovem a pryskyřicí

GC

Hledáte bond k vytvoření silné vazby mezi kovovou konstrukcí a libovolným typem materiálu na bázi pryskyřice?

GC vám přináší Metal Primer Z, nástupce již osvědčeného Metal Primer II, který používá pro své práce mnoho stomatologů již řadu let. Se dvěma funkčními monomery bude Metal Primer Z vytvářet ještě silnější vazbu. Vazba s ušlechtilými slitinami se zlepší díky monomeru **MDTP**. Druhý monomer, **MDP**, umožňuje silnou vazbu k obecným slitinám, a to i na oxid zirkoničitý v určitých indikacích.



Metal Primer Z je výjimečný díky těmto vlastnostem:

- Snadný a rychlý pracovní postup
 - Není potřeba žádné dodatečné vybavení
- Není nutná žádná tepelná úprava
 - Vyhnete se změnám koeficientu tepelné roztažnosti, které nejsou nutné
- Vytváří trvalou vazbu, a to i ve vlhkém prostředí
 - Může být aplikován přímo do úst
- Univerzální použití
 - Používán se všemi dentálními slitinami a akryláty



009295 GC Metal Primer Z, 5 ml

Kdykoli budete pracovat s kovovými konstrukcemi a materiály na bázi pryskyřice, zvolte tento nadčasový a jedinečný materiál.

- Nanesení materiálu před aplikací (opákní) vrstvy pryskyřice na kov & zirkon pro korunky a můstky
- Bonding nebo opravy zubních náhrad na bázi kovu, se sponami a attachementy



Metal Primer Z krok za krokem



Pískování



Aplikace



Pryskyřice/Opaker

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
 GCEEO Czech Republic
 V Olšínách 82
 CZ - 100 00 Prague 10
 Tel. +420.274.771.965
 Fax. +420.274.771.965
 czech@eeo.gceurope.com
 www.eeo.gceurope.com

GC