



Metal Primer Z GC:Itä

Ykkösvaihtoehto
kaikille
metallirunkoisille
töille Yksivaiheinen
esikäsitteilyaine muovin
sidostamiseen metalliin

GC

Etsitkö esikäsitteilyainetta, jonka avulla voit sidostaa minkä tahansa resiinipohjaisen materiaalin lujasti kiinni metallirunkoihin?

Metal Primer Z -sidosaimeen myötä GC tuo markkinoille seuraajan tunnetulle Metal Primer II -sidosaimeelle, jota hammashoidon ammattilaiset ovat käyttäneet jo usean vuoden ajan. Kahden funktionaalisen monomeerinsä ansiosta Metal Primer Z luo entistäkin lujempia liitoksia. **MDTP**-monomeeri parantaa kiinnittymistä jalometalliseoksiin, kun taas toinen monomeeri, **MDP**, muodostaa lujan liitoksen muista kuin jalometalleista koostuviin seoksiin ja jopa zirkoniumoksidiin.



Metal Primer Z erottuu joukosta erinomaisten ominaisuuksiensa ansiosta:

- nopea ja helppo menetelmä
 - muita välineitä ei tarvita
- lämpökäsittelyä ei tarvita
 - vältetään turhilta lämpölaajenemisiongelmilta
- muodostaa pysyvän sidoksen, myös kosteassa ympäristössä
 - voidaan käyttää suoraan suussa
- yleiskäyttöinen
 - voidaan käyttää kaikkien hammashoidossa käytettävien metalliseosten ja akryyliin kanssa



009295 GC Metal Primer Z, 5ml

Valitse tämä ainutlaatuinen esikäsitteilyaine aina, kun työskentelet metallirunkojen ja yhdistelmämuovien ja akryyliin kanssa.

- Muovien, opaakimuvien sidostaminen kruunuissa ja silloissa käytettäville metalleille ja zirkoniumoksidille
- Proteesimateriaalin sidostamiseen rangan rungoille, pinteille ja kiinnikkeille



Metal Primer Z vaihe vaiheelta



Hiekkapuhallus



Levitys



Muovimateriaali/
Opaakki

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC NORDIC AB
Finnish Branch
Vanha Hommaksentie 11B
FIN-02430 Masala
Tel. & Fax. +358.9.221.82.59
info@finland.gceurope.com
http://finland.gceurope.com

'GC'