

GC Metal Primer Z

A fémvázak
hőse


Egy lépéses rezin/fémváz
Bondanyag

GC

Olyan bondanyagot keres, mely erős kötést hoz létre a fémvázak és bármely rezinbázisú anyag között?

A Metal Primer Z-vel a GC a Metal Primer II utódját hozza el Önnek, ami sok éven át volt sok fogászati szakember választása. Két funkcionális monomerével a Metal Primer Z még erősebb kötéseket hoz létre.

A nemesfémekhez való kötést az **MDTP** monomer alakítja ki, a második monomer, az **MDP** pedig lehetővé teszi a nem nemesfémekhez való erős kötést, még a cirkóniumhoz is bizonyos indikációkban.



A Metal Primer Z kiemelkedő az alábbi tulajdonságai miatt:

- Könnyű és gyors eljárás
 - Nincs szükség kiegészítő készülékekre
- Nincs szükség hőkezelésre
 - Elkerüli a HTE különbségeket
- Tartós kötést hoz létre, még nedves környezetben is
 - Közvetlenül a szájból applikálható
- Univerzális felhasználás
 - Az összes fogászati ötvözzel és akriláttal használható



Valahányszor fémvázakkal és rezinbázisú anyagokkal dolgozik, válassza mindig ezt a sokoldalú hőst!

- Rezinbázisú anyagok (opaker) applikálása fém vagy cirkónium korona/híd munkákra
- Fémalapú fogsorokhoz történő kapcsok rögzítése, javítása



Metal Primer Z lépésről lépésre



Homokfújás

Applikáció

Rezin/Opak

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
 GCEEO Hungary
 Fazekas utca 29-31.
 H-1027 Budapest
 Tel. +36.1.224.04.00
 Fax. +36.1.224.04.01
 hungary@eoo.gceurope.com
 www.eoo.gceurope.com

GC