



Metal Primer Z od GC

Hrdina pre
všetky Vaše kovové
konštrukcie
Jedno krokový väzobný
prostriedok živice na kov

GC

Hľadáte prostriedok, ktorý vytvorí pevnú väzbu medzi kovovou konštrukciou a akýmkoľvek typom živcového materiálu?

V podobe materiálu Metal Primer Z, Vám GC prináša nástupcu už overeného Metal Primer II, ktorý je voľbou mnohých zubných technikov už niekoľko rokov. Vďaka dvom funkčným monomérom je Metal Primer Z schopný vytvárať ešte pevnejšie väzby. Väzba na zliatiny vzácnych kovov sa zlepšila vďaka **MDTP** monoméru. Druhý monomér **MDP**, umožňuje pevnú väzbu na neušľachtiteľné zliatiny a pri niektorých indikáciách aj väzbu na zirkón.



Metal Primer Z je výnimočný vďaka týmto vlastnostiam:

- Rýchly a jednoduchý pracovný postup
 - Nie je potrebné žiadne dodatočné vybavenie
- Nevyžaduje žiadne tepelné spracovanie (v tepelných prístrojoch)
 - Vyhýba sa tak zbytočným T.E.C. (koeficientu tepelnej rozťažnosti kovu)
- Vytvára trvalú väzbu dokonca aj vo vlhkom prostredí
 - Dá sa aplikovať priamo v ústach
- Univerzálny v použití
 - Používa sa so všetkými zliatinami a akrylátmi



Kedykoľvek budete musieť pracovať s kovovými konštrukciami alebo živcovými materiálmi, vyberte si tohto najuniverzálnejšieho hrdinu všetkých čias.

- Aplikácia (opakerov) živcových materiálov na kov a zirkón pre korunky a mostíky
- Bondovanie alebo opravy zubných náhrad s kovovými konštrukciami, sponami alebo zásuvnými spojmi



Metal Primer Z krok za krokom



Pieskovanie



Aplikácia



Živica/Opaker

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
 GCEEO Slovakia
 Raková 1441
 SK - 023 51 Raková / Čadca
 Tel. +421.911.570.999
 Fax. +421.414.000.264
 slovakia@eoo.gceurope.com
 www.eoo.gceurope.com

GC